



## Mikrobac® forte

Aldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger.

[Hier bestellen!](#)



CE 0482

### Produkteigenschaften

- Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Sehr gutes Rückstandsverhalten
- Gute Reinigungsleistung
- Gute Materialverträglichkeit
- Geruchsarme Formulierung, ohne Parfum
- Kompatibel mit dem BODE X-Wipes Spendersystem

### Anwendungsgebiete/ Zweckbestimmung

Mikrobac® forte ist ein QAV / Amin basiertes reinigendes Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten. Zur täglichen, desinfizierenden Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in allen hygienerelevanten Bereichen im Gesundheitswesen und in der Industrie. Auf Grund der geruchsarmen Formulierung besonders gut für patienten- oder bewohnernahe Bereiche geeignet. Durch die zusätzliche Begutachtung auch im Lebensmittelbereich und in der Küche einsetzbar.

### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS und wirksam gegenüber Polyomavirus.

| Wirksamkeit                                | Prüfmethode                                | Belastung      |           | Einwirkzeit |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| Bakterien / Pilze                          |                                            |                |           |             |          |
| Bakterizid / Levurozid                     | VAH /<br>EN 13727 / EN 13624 /<br>EN 16615 | gering / hoch  | 2,5 ml/l  | 0,25 % –    | 60 Min.  |
|                                            |                                            |                | 5,0 ml/l  | 0,5 % –     | 30 Min.  |
|                                            |                                            |                | 10,0 ml/l | 1,0 % –     | 15 Min.  |
|                                            |                                            |                | 15,0 ml/l | 1,5 % –     | 5 Min.   |
|                                            |                                            |                | 25,0 ml/l | 2,5 % –     | 1 Min.   |
| Viren                                      |                                            |                |           |             |          |
| Begrenzte viruzid<br>(inkl. HBV, HIV, HCV) | DVV / RKI                                  |                | 5,0 ml/l  | 0,5 % –     | 60 Min.  |
|                                            |                                            |                | 10,0 ml/l | 1,0 % –     | 5 Min.   |
|                                            | EN 14476                                   | gering         | 2,5 ml/l  | 0,25 % –    | 5 Min.   |
|                                            |                                            |                | 5,0 ml/l  | 0,5 % –     | 1 Min.   |
|                                            |                                            | hoch           | 5,0 ml/l  | 0,5 % –     | 60 Min.  |
|                                            |                                            |                | 10,0 ml/l | 1,0 % –     | 5 Min.   |
| Begrenzt viruzid PLUS                      | DVV / RKI                                  |                | 10,0 ml/l | 1,0 % –     | 240 Min. |
|                                            |                                            |                | 40,0 ml/l | 4,0 % –     | 120 Min. |
|                                            | EN 14476                                   | gering / hoch  | 5,0 ml/l  | 0,5 % –     | 240 Min. |
|                                            |                                            |                | 20,0 ml/l | 2,0 % –     | 120 Min. |
| Polyomavirus                               | EN 14476                                   | gering         | 5,0 ml/l  | 0,5 % –     | 60 Min.  |
|                                            |                                            | hoch           | 20,0 ml/l | 2,0 % –     | 60 Min.  |
| Lebensmittel / Industrie                   |                                            |                |           |             |          |
| Bakterizid / Levurozid                     | EN 13697 / EN 1276 /<br>EN 1650            | gering (20 °C) | 7,5 ml/l  | 0,75 % –    | 30 Min.  |
|                                            |                                            |                | 25,0 ml/l | 2,5 % –     | 5 Min.   |
|                                            |                                            | gering (10 °C) | 7,5 ml/l  | 0,75 % –    | 30 Min.  |
|                                            |                                            | hoch (20 °C)   | 30,0 ml/l | 3,0 % –     | 30 Min.  |
|                                            |                                            | hoch (10 °C)   | 20,0 ml/l | 2,0 % –     | 30 Min.  |

# Mikrobac® forte



## Anwendung

Mikrobac® forte wird als Konzentrat geliefert. Gebrauchslösungen nur mit kaltem Wasser (max. Raumtemperatur) ansetzen. Die zu desinfizierenden Teile von Medizinprodukten und andere abwaschbare Oberflächen (z. B. Fußböden) vollständig mit einer ausreichenden Menge der Lösung benetzen.

Um Desinfektionsmittelrückstände von empfindlichen Kunststoffoberflächen von Medizinprodukten zu entfernen, sind die Oberflächen nach der Einwirkzeit mit einem in Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen. Keine Desinfektionslösung in das Innere von elektrischen Geräten bringen.

Bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Reinigungsgeräte gut mit Wasser abspülen.

Der Kontakt zwischen aminischen und aldehydischen Produkten muss vermieden werden. Daher ist – insbesondere wenn zuvor mit einem aldehydhaltigen Produkt gearbeitet wurde – vor der ersten Anwendung von Mikrobac forte eine Zwischenreinigung durchzuführen. Dies kann mit einer 5 - 10 % igen Dismofix® G-Lösung erfolgen.

Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

## Haltbarkeit nach Anbruch

12 Monate

## Zusammensetzung

Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 199 mg/g; N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 50 mg/g

## Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert Konzentrat ca. 8 - 9  
pH-Wert 0,5 %ige Lösung ca. 8,0  
Dichte (20 °C) ca. 1,01 g/cm<sup>3</sup>

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

| Produktname            | Packungsinhalt      | Artikelnummer | PZN      | Versand-Einh.<br>Packungen |
|------------------------|---------------------|---------------|----------|----------------------------|
| <b>Mikrobac® forte</b> | 20 ml Beutel        | 980 434       | 07438030 | 250                        |
|                        | 5 Liter Kanister    | 980 435       | 04764467 | 1                          |
|                        | 200 Liter Fass      | 980 437       | –        | 1                          |
|                        | 640 Liter Container | 980 438       | –        | 1                          |

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Gegebenenfalls Gebrauchsanweisung ebenfalls beachten.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg  
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE