




neodisher® LaboClean A 8



Alkalisches Reinigungsmittel für die maschinelle Reinigung von Laborglas



Pulver

Anwendungsbereich:

- Maschinelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in medizinischen, biologischen und chemischen Laboratorien sowie in Laboratorien der Lebensmittel- und anderer Industrien

Leistungsspektrum:

- Sehr gute Reinigungswirkung gegenüber Blut, Eiweiß und Lebensmittelrückständen
- Geeignet für Glas¹, Keramik, Edelstahl und Kunststoffe²
- Für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen nicht geeignet
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar

Besondere Eigenschaften:

- Universell einsetzbar
- Frei von Tensiden
- Oxidative Wirkung durch Aktivchlor
- Auch geeignet für die rückstandsfreie Reinigung von Gewebekulturen und Zellrasen

Anwendung und Dosierung:

neodisher LaboClean A 8 wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Laborglas eingesetzt. Die Dosiermenge ist u.a. vom Anwendungsbereich und dem Verschmutzungsgrad der Laborgläser abhängig. Folgende Parameter werden bei der Anwendung von neodisher LaboClean A 8 empfohlen:

Maschinelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien	2 - 5 g/l (0,2 – 0,5%)
---	------------------------

Werden vor der maschinellen Reinigung Gegenstände, die mit infektiösem Material in Berührung gekommen sind, nass autoklaviert, sollte zur besseren Schmutzablösung ein Zusatz von neodisher LM 2 in einer Konzentration von 30 ml/l (3,0 %) erfolgen. D.h. auf 10 l Wasser sollten 300 ml neodisher LM 2 zugesetzt werden.

Nährbodenreste vor der maschinellen Reinigung entfernen. In mikrobiologischen Laboratorien empfiehlt es sich, anstelle von neodisher LaboClean A 8 das Reinigungsmittel neodisher LaboClean GK in einer Dosierung mit 3 g/l oder neodisher LaboClean FT über eine Dosieranlage mit 4 ml/l zu verwenden.

Beispielanwendungen:

Entfernung von Blut- und Serumrückständen	
Blutkuchen grundsätzlich vor der Reinigung entfernen	
Vorreinigung	2 x mit kaltem Wasser ohne Zusätze oder Zusatz von neodisher N, 2 ml/l
Reinigung	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l; bei starker Schaumbildung kann neodisher Entschäumer S, 0,05ml/l, zugesetzt werden
Neutralisation	neodisher N, 1 - 2 ml/l.

Entfernung von Lebensmittelrückständen, wie Eiweiß, Stärke, Gerbstoffe, Fette und Öle	
Vorreinigung	kalt, ohne Zusätze
Reinigung	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l; bei starker Schaumbildung kann neodisher Entschäumer S, 0,05ml/l, zugesetzt werden
Neutralisation	neodisher N, 1 - 2 ml/l.

¹ Gläser, die gemäß Herstellerangaben für die alkalische, maschinelle Reinigung geeignet sind

² Kunststoffe, die gemäß Herstellerangaben für die alkalische, maschinelle Reinigung geeignet sind



neodisher® LaboClean A 8

Entfernung von Resten von Pharmaka, Farben, Lacken, Gelatine	
Vorreinigung	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l, kalt bis 70 °C je nach Art der Verschmutzung
Reinigung	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l; Zusatz von neodisher EM bei unlöslichen Pigmenten
Neutralisation	neodisher N, 1 - 2- ml/l

Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Die neodisher LaboClean A 8-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.
- Bitte beachten sie die Reinigungsempfehlungen der Laborglas-Hersteller sowie die Empfehlungen des Arbeitskreises Laborglasaufbereitung (AK LAB) in der aktuellen Ausgabe der AK LAB-Broschüre „Laborglasaufbereitung – Laborglas sicher und rückstandsfrei aufbereiten“.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

Technische Daten:

Schüttgewicht	ca. 1.200 g/l
pH-Bereich	12,0 - 12,4 (2 - 5 g/l bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Titrierfaktor	0,28 (nach neodisher Titrieranleitung)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis
15 - 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

Deckel nach Entnahme wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren. Frostfrei lagern und vor Sonnenlicht schützen. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 25 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4102/3-1

Stand 06/2020