

schülke -+

mikrocount® Keimindikatoren

Hygieneprüfung leicht gemacht.



the plus of pure
performance

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.



Eine systematisch durchgeführte Überwachung des Umgebungs- und Betriebshygienestatus hat im Rahmen qualitätssichernder Maßnahmen einen hohen Stellenwert.

Das mikrocount® Produktprogramm bietet jedem Betrieb individuelle Möglichkeiten zur schnellen und sicheren Hygienekontrolle z. B. in sensiblen Produktionsbereichen oder medizinischen Bereichen. Geltende Hygienerichtlinien und Qualitätssicherungskonzepte (z. B. GMP oder HACCP) fordern neben Maßnahmen zur Produktions- und Personalhygiene die routinemäßige Durchführung von

Durch Stufenkontrollen lassen sich Hygieneschwachstellen leicht lokalisieren und entsprechende Maßnahmen können initiiert werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass stets einwandfreie Ware produziert wird. Mit mikrocount® bietet sich jedem Betrieb die unkomplizierte Möglichkeit zur schnellen und sicheren Hygienekontrolle.

Hygiene-Stufenkontrollen im Produktionsprozess und deren Ergebnisdokumentation.

mikrocount® Keimindikatoren eignen sich hervorragend zur lückenlosen Hygiene-Überwachung des gesamten Produktionsprozesses.

Die Zusammenstellung der Agarfläche wurde optimiert für die Prozessüberwachung, die Kontrolle von Roh- und Fertigwaren sowie die Kontrolle von Desinfektionsmaßnahmen (Oberflächendesinfektionen).



Alle Vorzüge auf einen Blick.



- **Einfach in der Anwendung**
- **Keine Vorbereitungszeit**
- **Untersuchung von Oberflächen, halbfesten Materialien und Flüssigkeiten mit nur einem Produkt**
- **Teure Laborausstattung wird nicht benötigt**
- **Ergebnisse innerhalb von 24 – 72 Stunden**

Schnell und einfach in der Handhabung.

Stets zur Hand. Ohne Vorbereitungszeit können mit dem 12,5 cm² großen Nährbodenträger Oberflächen, halbfeste Materialien und Flüssigkeiten untersucht werden. Spezielle Laboreinrichtungen und mikrobiologisch ausgebildetes Personal werden nicht benötigt. Zudem vereinfacht das praktische Knickgelenk die Untersuchung von Oberflächen deutlich.

Wirtschaftlich.

Probenversand sowie aufwändige Laborarbeiten für Nährbodenzubereitung, Herstellen von Verdünnungsreihen und Auszählen der Kolonien entfallen. So werden erhebliche Kosten für ein Fremdlabor eingespart.

Einfache Auswertung.

Durch Vergleich mit einem Auswertungstableau lassen sich die Ergebnisse schnell und einfach ablesen. Bei Bedarf können die kontaminierten Keimträger für spezifische Folgeuntersuchungen verwendet werden.

Sicherheit durch Qualität.


Die strengen Standards, nach denen mikrocount® Keimindikatoren gefertigt werden, gewährleisten höchste Qualität. mikrocount® Keimindikatoren werden in bruchsicheren, umweltfreundlichen und sterilen Kunststoffröhrchen aus Polypropylen (ohne PVC-Anteile) geliefert.

Einfach in der Entsorgung.

Vernichtung der benutzten Keimindikatoren durch Verbrennen, Autoklavieren oder Einlegen in Desinfektionsmittellösung.



Die mikrocount® Produkte:



mikrocount® Keimindikatoren sind Kunststoffnährbodenträger, die auf beiden Seiten mit einem speziellen Agar versehen sind, auf dem die jeweiligen Keime wachsen [1].

Die hohe Empfindlichkeit von mikrocount® Keimindikatoren erlaubt die Hygienekontrolle von Produkten mit hohen Anforderungen.

Der Nährbodenträger ist mit einem Knickgelenk ausgestattet, das eine vollflächige Probennahme mittels Oberflächenkontakt deutlich vereinfacht [2].

Ein Sechseck-Loch im Deckel kann zur Verlängerung mit Hilfe eines beliebigen Stabs genutzt werden.

mikrocount® Keimindikatoren werden unter sterilen Bedingungen hergestellt. Die Agarflächen enthalten keine toxischen Bestandteile, die auf die zu untersuchenden Produkte übertragbar wären.

Weiterhin sind die Keimindikatoren mit einem durchsichtigen und bruchsicheren Schutzröhrchen versehen [3]. Die Ergebnisauswertung erfolgt bei geschlossenem Röhrchen, um Kontaminationsgefahren für die Mitarbeiter zu vermeiden. Bedingt durch strenge Produktionsstandards, wie beispielsweise die Reinraumabfüllung und ISO 9001 Zertifizierung, gewährleisten wir für mikrocount® eine gleichbleibend hervorragende Qualität.



mikrocount® TPC

Zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl.

Dieser Nährboden gestattet das Wachstum der am häufigsten vorkommenden Bakterien, Hefen und Pilze. Der Agar enthält Lecithin und Tween zur Neutralisierung eventuell vorhandener Rückstände von Desinfektionsmitteln mit kationischen Wirkstoffen.

20 Stück / Box | Art.-Nr. 182812



mikrocount® duo

Zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl sowie von Hefen und Schimmelpilzen.

mikrocount® duo wird zur kombinierten Ermittlung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen im Rahmen der mikrobiologischen Überwachung von Oberflächen verwendet und inaktiviert dabei eventuell vorhandene Rückstände von Desinfektionsmitteln.

20 Stück / Box | Art.-Nr. 70000724



mikrocount® TPC/E

Zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl sowie zum Nachweis von Enterobakterien.

Diese Nährböden dienen der kombinierten Ermittlung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Enterobakterien im Rahmen der mikrobiologischen Überwachung von Oberflächen und inaktivieren dabei eventuell vorhandene Rückstände von Desinfektionsmitteln. Besonders für mikrobiologische Untersuchungen von Spülmaschinen geeignet.

20 Stück / Box | Art.-Nr. 182811



Lagerung und Haltbarkeit

Die mikrocount® Keimindikatoren sollten ungeöffnet bei Zimmertemperatur (etwa + 20 °C) aufbewahrt werden. Dabei sollten sie vor Austrocknung (Durchzug), Licht und Frost geschützt sein. Die Haltbarkeit beträgt 9 Monate. Ein unbenutzter Träger, der mikrobiologisches Wachstum zeigt, sollte vernichtet werden. Aufgrund von Temperaturschwankungen ist es möglich, dass sich Kondenswasser am Boden des Trägergefäßes ansetzt. Diese sterile Flüssigkeit kann problemlos über das Spülbecken entsorgt werden. Die Verwendbarkeit und die Ergebnisse der Keimindikatoren werden dadurch nicht beeinträchtigt.

cultura® Brutschrank

Zur Bebrütung von mikrocount® Keimindikatorproben empfehlen wir den Kleinbrutschrank cultura®.

Der cultura® Brutschrank ist kompakt und geeignet für nahezu jedes Labor oder jede Fertigungsstätte. Er bietet Platz für bis zu 18 mikrocount® Keimindikatoren. Die durchsichtige Tür ermöglicht den Blick auf den Inhalt des Brutschranks, ohne die Proben bewegen zu müssen. Die Temperatur ist regulierbar und durch den Hersteller auf gleichbleibende 30 °C voreingestellt. Ergebnisse über Bakterien sind bereits nach 24 bis 48 Stunden verfügbar. Die Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen dauert geringfügig länger (3 – 5 Tage).

Technische Daten

Fassungsvermögen	18 mikrocount® Rörchen
Temperaturbereich	25 – 45 °C 310 x 155 x
Außenmaße (B x H x T)	168 mm 220 x 120 x 150
Innenmaße (B x H x T)	mm 1,1 kg
Gewicht	
VDE/TÜV-geprüft	

cultura® Brutschrank

	Ar t.-Nr.
230 Volt (Deutscher Stecker)	183301
230 Volt (Englischer Stecker)	183310
110 Volt	183302

Hygieneprüfung mit System.

Einfach, sicher und zuverlässig – mit mikrocount® Keimindikatoren.

Anwendung der mikrocount® Keimindikatoren



Abklatsch

- Für Flächen und feste Proben.
- Beide Seiten des Nährbodenträgers werden ca. 5 Sek. auf die Oberfläche gedrückt, ohne den Agar mit den Händen zu berühren.
- Das Knickgelenk des Agar-Trägers bietet einen zusätzlichen Komfort.



Abstrich

- Durch Verwendung eines sterilen Tupfers können Proben von schwer zugänglichen Stellen oder hochviskosen Flüssigkeiten entnommen werden.
- Der Tupfer wird anschließend auf dem Agar des Nährbodenträgers abgestrichen und so eine Übertragung der zu kultivierenden Mikroorganismen erzielt.



Eintauchen

- Der Nährbodenträger wird für einige Sekunden in die zu testende Flüssigkeit eingetaucht.
- Überschüssige Flüssigkeit vom Nährbodenträger abrinnen lassen, um einen sicheren Transport des Nährbodenträgers zu gewährleisten.



Inkubation




- Bebrütung bei geschlossenen Röhrchen
- **mikrocount® TPC**
24 – 48 Stunden bei 25 °C – 30 °C
- **mikrocount® TPC/E**
24 – 48 Stunden bei 25 °C – 30 °C
- **mikrocount® duo**
24 – 48 Stunden bei 25 °C – 30 °C
Zum Nachweis von Hefen und Pilzen 3 – 5 Tage bei 25 °C – 30 °C

Anwendungsbereiche:



- K rankenhäuser
- Lebensmittelherstellende und -verarbeitende Betriebe
 - Küchen und Großküchen (z. B. im Gesundheitswesen)
- Kosmetikindustrie ■ Pharmazeutische Industrie
- Labore und Institute
- Metallverarbeitende und verwandte Industrie
- Farbenindustrie ■ Papier- und Beschichtungsindustrie
- Textilindustrie ■ Wasserbehandlung
- Haushaltsindustrie ■ Chemisch/Technische Industrie
- Geeignet für Prüfungen gemäß DIN 55 997



mikrocount® Keimindikatoren – Auswertungstableaus

mikrocount®		TPC	Gesamtkeimzahl (Bakterien)		
10 ³ KBE/ml	10 ³ KBE/ml	10 ⁴ KBE/ml	10 ⁵ KBE/ml	10 ⁶ KBE/ml	10 ⁷ KBE/ml
					
< 1 KBE/cm ²	1 KBE/cm ²	5 KBE/cm ²	45 KBE/cm ²	80 KBE/cm ²	> 100 KBE/cm ²

mikrocount®		TPC/E	Enterobakterien	
10 ³ KBE/ml	10 ³ KBE/ml	10 ⁴ KBE/ml 5	10 ⁶ KBE/ml	10 ⁷ KBE/ml
				
1 KBE/cm ²	5 KBE/cm ²	45 KBE/cm ²	80 KBE/cm ²	> 100 KBE/cm ²

mikrocount®		TPC/E	Gesamtkeimzahl (Bakterien)		
10 ³ KBE/ml	10 ³ KBE/ml	10 ⁴ KBE/ml	10 ⁵ KBE/ml	10 ⁶ KBE/ml	10 ⁷ KBE/ml
					
< 1 KBE/cm ²	1 KBE/cm ²	5 KBE/cm ²	45 KBE/cm ²	80 KBE/cm ²	> 100 KBE/cm ²

Auswertung mikrocount® Keimindikatoren.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Farben leicht von dem Farbumschlag der mikrocount® Keimindikatoren abweichen können.


Anwendung der mikrocount® Keimindikatoren.

Zur Auswertung die Koloniedichte auf dem Träger mit den aufgeführten Abbildungen vergleichen. Jedoch können verschiedene Tests, bei denen die gleiche Technik für die gleichen Materialien angewandt wurden, miteinander verglichen und die Ergebnisse der Trägergefäße durchzuführen, um einen Kontakt mit den Mikroorganismen zu vermeiden. Ergebnisse, die man durch verschiedene Beimpfungstechniken von der Ermittlung der Gesamtkeimzahl ist mit einem Agar versehen, der das Wachstum der verschiedenen Materialien erhält, können nicht miteinander verglichen werden. Für die häufigsten Mikroorganismen ermöglicht.

*KBE = Koloniebildende Einheit



mikrocount® Keimindikatoren – Auswertungstableaus

mikrocount® 10 KBE/ml		duo	Hefen		
2	10 ³ KBE/ml	10 ⁴ KBE/ml	10 ⁵ KBE/ml	10 ⁶ KBE/ml	
					
1 KBE/cm2	5 KBE/cm2	45 KBE/cm2	80 KBE/cm2	> 100 KBE/cm2	

mikrocount®		duo	Pilze
+	++	+++	
			

Vernichtung:

Keimindikatoren können durch Verbrennen, Autoklavieren oder durch Einlegen in die Gebrauchslösung eines geeigneten Desinfektionsmittels sicher vernichtet werden (z. B.:
 10 %ige Lösung buraton® 3025,
 10 %ige Lösung quartacid® plus,
 4 %ige Lösung perform®,
 10 %ige Lösung perform® classic conc. GA,
 10 %ige Lösung grotanol® 3025,
 Einwirkzeit: über Nacht).


mikrocount®		duo	Gesamtkeimzahl (Bakterien)		
10 ² KBE/ml	10 ³ KBE/ml	10 ⁴ KBE/ml	10 ⁵ KBE/ml	10 ⁶ KBE/ml	10 ⁷ KBE/ml
					
< 1 KBE/cm2	1 KBE/cm2	5 KBE/cm2	45 KBE/cm2	80 KBE/cm2	> 100 KBE/cm2

Die Mehrzahl der Bakterien wächst zu roten Kolonien aus. Ein Wachstum farbloser Andererseits kommen manchmal langsam Kolonien ist ebenfalls möglich, diese müssen ebenfalls mit berücksichtigt werden. wachsende Bakterien vor, die am ersten Tag Es ist ratsam, die Ergebnisse sowohl nach einem, als auch nach zwei bis drei Tagen noch kein sichtbares Wachstum zeigen. abzulesen. Wenn die Probe schwärmende Proteus-Spezies oder Bazillus-Arten Die Detektionsgrenze dieses Agars liegt bei ca. >100 KBE*/ml. enthält, sind die Ergebnisse nach dem ersten Tag besser ablesbar.

Informationen:

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Produktseite
www.mikrocount.de





schülke weltweit:

Australien Schülke
Australia Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113
Telefon +61 2 8875 9300
Telefax +61 2 8875 9301

Brasilien Vic Pharma
Indústria e Comércio Ltda.
Taquaratinga/SP – CEP
15900-000 Telefon +16
3253 8100 Telefax +16
3253 8101

China Shanghai
Representative Office
Shanghai 200041 Telefon
+86 21 62 17 29 95 Telefax
+86 21 62 17 29 97

Frankreich Schülke France
SARL 92800 Puteaux,
Paris La Défense Telefon
+33 1 42 91 42 42 Telefax
+33 1 42 91 42 88

Großbritannien Schülke &
Mayr UK Ltd. Sheffield S9
1AT Telefon +44 114 254
35 00 Telefax +44 114 254
35 01

Indien
Schülke India Pvt. Ltd.
Neu Delhi 110044
Telefon +91 11 30796000
Telefax +91 11 42595051

Italien
Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20158 Mailand
Telefon +39 02 40 26 590
Telefax +39 02 40 26 609

Malaysia
Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd. Schülke New Zealand Limited
47301 Petaling Jaya, Selangor Auckland 1010
Telefon +60 3 78 85 80 20 Telefon +61 2 8875 9300
Telefax +60 3 78 85 80 21 Telefax +61 2 8875 9301

Niederlande Schülke & Mayr
Benelux B.V. 2031 CC
Haarlem Telefon +31 23 535
26 34 Telefax +31 23 536 79
70

Österreich
Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
1070 Wien
Telefon +43 1 523 25 01 0
Telefax +43 1 523 25 01 60

Polen
Schulke Polska Sp. z o.o.
02-305 Warschau
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701

Russland
Moscow Representative Office
123001, Moskau
Telefon +7 499 270 58 75
Telefax +7 962 902 77 15

Schweiz
Schülke & Mayr AG
8003 Zürich
Telefon +41 44 466 55 44
Telefax +41 44 466 55 33

Singapur
Schülke & Mayr (Asia) Pte.
Ltd.
Singapur 159410
Telefon +65 62 57 23 88
Telefax +65 62 57 93 88

Slowakei
Schulke SK, s.r.o.
97101 Prievidza
Telefon +421 46 549 45 87
Telefax +420 558 320 261

Tschechische Republik
Schulke CZ, s.r.o.
73581 Bohumín
Telefon +420 558 320 260
Telefax +420 558 320 261

USA
schülke inc.
Fairfield, NJ 07004
Telefon +1 973 770 7300
Telefax +1 973 770 7302

... sowie unsere internationalen Distributeure

 www.youtube.com/schuelkeChannel

 www.facebook.com/myschulke

 www.instagram.com/schuelke_com

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 52100-0 | -318
www.schuelke.com

Ein Unternehmen der
Air Liquide-Gruppe

