



尺寸: 855X527.4 毫米

#findyourflow online

/flowportstech.com

/flowsportstech

Garantie

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEREINIGUNGEN DER FLOW SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD 12 MONATE BESCHRÄNKTE GARANTIE
WAS IST ABGEDECKT

- Die Reparatur oder der Austausch Ihres Flow **MINI**, wenn sich herausstellt, dass es aufgrund von Material-, Verarbeitungs- oder Funktionsdefekten innerhalb von 12 Monaten nach Kauf oder Lieferung defekt ist (falls ein Teil nicht mehr verfügbar ist, wird Flow ihn durch ein ähnliches Teil ersetzt).
- Wenn dieses Gerät außerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, wenn das Gerät in dem Land verwendet wird, in dem es verkauft wurde.
- Wenn dieses Gerät innerhalb der EU verkauft wird, gilt die Garantie nur, (i) wenn das Gerät in dem Land verwendet wird, in dem es verkauft wurde, oder (ii) wenn das Gerät in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Spanien oder dem Vereinigte Königreich verwendet wird.

WAS NICHT ABGEDECKT IST

Flow garantiert die Reparatur oder den Austausch eines Produkts nicht, wenn ein Defekt auf Folgendes zurückzuführen ist:

- Unbeabsichtigte Schäden oder Fehler, die durch fehlerhafte Verwendung oder Pflege, Missbrauch, Verschleißschädigung und/oder Beschädigung verursacht wurden oder wenn das Gerät auf eine Weise verwendet wurde, die nicht der Flow **MINI** Bedienungsanleitung entspricht.
- Schäden durch Nichtbeachtung der empfohlenen Wartung.
- Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen des Geräts verursacht werden.
- Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Reise- und Lagerungsanweisungen verursacht werden.
- Verwendung des Geräts für andere Zwecke als ein tragbares Sportmassagegerät.
- Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Anweisungen von Flow zusammengebaut oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Original-Flow-Komponenten sind.
- Reparaturen oder Änderungen, die von anderen Personen als Flow oder seinen autorisierten Vertretern durchgeführt werden.
- Normale Verschleiß (z. B. Flow Heads™ usw.).

Wenn Sie Zweifel haben, was von Ihrer Garantie abgedeckt wird, wenden Sie sich bitte an das Flow-Support-Team.

BITTE BEACHTEN, DASS DIESE GARANTIE EINEN DATIERTEIN KAUFAUFNAHME ERFORDERT.

Wenn Sie Wiederverkäufer sind, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Flow-Größ- oder Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt direkt gekauft haben, um Garantie- und Rückgabebereitungen durchzuführen.

Diese Garantie wird von FLOW SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. initiiert und ausgeführt.

Damit der Flow MINI oder ein Teil im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt werden kann, muss er repariert und verschickt an die Rückgabeadresse von Flow Sports Technology: 1105 Fuyang Road, Jinhao-Gebäude, Bezirk Baohe, Shenzhen, Guangdong Provinz, VR China, zurückgeschickt werden.

Entsorgung

- Flow-Produkte werden aus hochwertigen recycelbaren Materialien hergestellt und sollten wenn möglich recycelt werden.
- Die nachstehende Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen innerhalb der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln und unterstützen Sie bitte die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien.
- Die Schachtel, die Kartonhülle und dieses Handbuch sind alle recycelbar. Bitte denken Sie an die Umwelt bei der Entsorgung dieser Verpackung.

Rechtliche Hinweise

- Nur auf trockenen, mit Kleidung bedeckten Oberflächen des Körpers verwenden. Drücken Sie leicht, bewegen Sie das Gerät langsam über den Körper und verbringen Sie etwa 60 Sekunden pro Muskelgruppe. Verwenden Sie langsame Bewegungen für einen größeren Effekt.
- Die empfohlene Nutzungsdauer beträgt 15 Minuten pro Sitzung. Für besonders schmerzende Muskeln können Sie nach Belieben weitere 30-60 Sekunden einplanen.
- Verwenden Sie den Flow **MINI** nur an Weichteilbereichen.
- Die Flow Heads™ Nutzungsartweise sind nur eine Empfehlung. Verwenden Sie den Kopf, der den besten Effekt bietet.
- Blaue Flecken können unabhängig von Steuerungseinstellung und Druck auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen regelmäßig und stoppen Sie die Anwendung bei den ersten Anzeichen von Schmerzen oder Unannehmlichkeiten.

Flow Sports Technology Co., Ltd. ist eine in China registrierte Firma. Die Flow Heads™ sind ein eingetragtes Warenzeichen von Flow Sports Technology Co., Ltd. in China und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. © 2020 Flow Sports Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Flow Sports Technology Co., Ltd. ist eine in China registrierte Firma. Die Flow Heads™ sind ein eingetragtes Warenzeichen von Flow Sports Technology Co., Ltd. in China und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. © 2020 Flow Sports Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Laden

Geringe oder keine Aufladung

Wenn Ihr Gerät eine sehr geringe oder keine Ladung mehr in seinem Akku hat, zeigt das Bedienfeld eine **rote** LED an und kann länger arbeiten.

Wir empfehlen, den Akku nicht bis zu diesem Punkt zu entladen.

Aufladen des Geräts

Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.

Auf der Ladeinheit befindet sich eine rote LED, die anzeigt, dass das Ladegerät angeschlossen ist und lädt - die Ladezustands-LEDs auf dem Bedienfeld werden durchlaufen - **Rot, Gelb & Grün**.

Laden abgeschlossen

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, zeigt das Ladegerät eine grüne LED an und alle 6 LEDs der Betriebsanzeige leuchten. Das Gerät schaltet sich während des Ladevorgangs nicht ein.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Wasser.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie anschließend das mitgelieferte Tuch zum Trocknen.

Wartung

- Flow Heads™ aus hochdichtem Schaumstoff sollten alle drei Monate ausgetauscht werden oder wenn sie offensichtliche Anzeichen von Verschleiß oder Verschmutzung aufweisen.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Laden Sie das Gerät monatlich auf, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Das Gerät kann zu jeder Zeit und bei jedem Akkustand wieder aufgeladen werden.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Flow Ladegerät auf.
- Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 40°C aus.
- Der Akku und das Ladegerät funktionieren am besten bei normaler Raumtemperatur. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder kalten Temperaturen aufladen. Der Temperaturbereich für das Aufladen beträgt 0°C bis 40°C.
- Das Gerät nach dem Einschalten oder während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Es wird empfohlen, den Akku nicht vollständig zu entladen.

Reisen / Lagerung

- Der Flow MINI ist von der TSA als Handgepäck zugelassen. Er darf nur im Handgepäck mitgeführt werden. Wenn ein Handgepäckstück am Flughafen abgefragt wird, muss das Gerät aus dem Gepäckstück entfernt und mit dem Passagier in der Flugzeugkabine aufbewahrt werden.
- Laden Sie den Akku vor einer Langzeitlagerung vollständig auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Flow MINI Massagepistole entschieden haben.

Besuchen [Sie flowsportstech.de/anwendungsanleitung](http://Sie.flowsportstech.de/anwendungsanleitung) für Online-Hilfe, Anleitungsvideos und Tipps & Tricks für den Flow.

Vielen Dank für Dein Vertrauen in uns! Wir bei Flow Sports Technology arbeiten ständig daran, Sportler zu unterstützen das Beste aus ihrem Training herauszuholen, sich schneller zu erholen und ihre Ziele zu erreichen. Obwohl die Perkussionstherapie keine neue Idee ist, hatten wir nie das Gefühl, dass es ein zuverlässiges Gerät gibt, das allen Aspekten gerecht wird. Also gingen wir zurück zum Zeichenbrett und gestalteten Flow um anders zu sein. **Leicht. Ultra leise. Ein Akku mit langer Laufzeit.** Manche bezeichnen den Flow **MINI** als "wegweisend" oder sogar eine "bahnbrechende Innovation". Man kann ihn nennen wie man will. **Fakt ist: Wir lieben es Sportlern zu helfen ihren Flow wieder zu finden!**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
VERGEWISSEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS, DASS SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND ALLE WARNHINWEISE AUF DEM GERÄT GELESEN HABEN

Drücken & Drehen

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Ihr Flow **MINI** wird mit dem Medium Head ausgeliefert. Um den Aufsatz zu entfernen, das Gerät am Griff festhalten und am Aufsatz ziehen bis Sie ein "Klicken" hören.

Setzen Sie bei ausgeschaltetem Gerät den gewünschten Aufsatz auf, indem Sie ihn in die Fassung schieben. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Aufsatz.

Drücken Sie zum Einschalten des Geräts den großen Netzschalter in der Mitte des Bedienfelds. Durch erneutes Drücken werden die verschiedenen Modi aktiviert (siehe nebenstehende Abbildung). Massieren Sie das gewünschte Körperteil mit der erforderlichen Geschwindigkeit und üben Sie nach Bedarf Druck aus. Durchdrücken Sie die Modi oder halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie fertig sind.

Drücke noch einmal für Level zwei, **Refresh-Modus**.

Drücke noch einmal für maximale Leistung auf Level 3: **Recharge-Modus**.

Drücken Sie ein viertes Mal um den **Flow-Modus** zu starten.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie ein letztes Mal und Ihr Gerät wird ausgeschaltet. Mehr müssen Sie nicht tun. Flow geht nach 5 Minuten Nichtgebrauch in den Schlafmodus. Zum Aufwecken drücken Sie einfach die Power-Taste.

Flow Heads™

Ihr Gerät wird mit vier austauschbaren Flow Heads™ geliefert, die schnell und einfach ausgewechselt werden können. Zum Wechseln des Aufsatzes, ziehen vom Gerät abziehen bis ein "Klick" zu hören ist. Anschließend den gewünschten Aufsatz einsetzen.

Warnhinweise

Bevor Sie eine Flow-Massage durchführen, holen Sie bitte zuerst die Zustimmung Ihres Arztes ein, wenn eine der folgenden Umstände zutrifft: Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Nierenerkrankung, angeborene Neuropathie, Folgen von Herschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenverfall, Spinalkanalstenose, Spinaldysplasie oder Spinalprobleme, kürzliche Gelenkverletzung oder LDC, Menstruation oder -zyklen oder andere Bedenken bezüglich Ihrer körperlichen Gesundheit. Nicht zur Verwendung durch Personen unter 13 Jahren geeignet.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht am Kopf oder in der Nähe der Genitalien. Verwenden Sie das Gerät nicht oberhalb des CA-Halsniveaus (jeweils in der Mitte des Halses).

Legen Sie Ihre Finger nicht auf, oder andere Gegenstände nicht in die Nähe des Schalts oder Fassung, während das Gerät in Gebrauch ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich im Massageraum oder dem Schicht des Massageraums befinden, oder dem Schicht des Massageraums oder einem anderen beweglichen Teil des Geräts.

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Motors oder des Akkus. Vermeiden Sie, dass sich Luft im Motorraum ansammelt, was zu einer Überhitzung führen kann. Säcken Sie kein Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Motors oder des Akkus.

Lassen Sie das Gerät nicht rasen werden. Reinigen Sie es ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Dieses Gerät enthält einen sehr heutzutage Magneten! Benutzen Sie es nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben.

Sicherheitshinweise

- Personen ab 14 Jahren oder Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder logischer Fähigkeiten sollten dieses Gerät nicht verwenden, wenn sie von einer verantwortlichen Person, die den sicheren Gebrauch des Geräts nachgewiesen und die damit verbundenen Gefahren offengelegt hat, beaufsichtigt oder unterwiesen wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Spielzeug. Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und niemals Wasser über das Gerät gießen.
- Von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Die Lüftungsöffnungen frei von Schmutz, Staub und Abdeckungen halten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die persönliche Sportmassage.
- Das Ladegerät oder die Massagepistole nicht mit nassen Händen anfassen.
- Den Stecker des Ladegeräts niemals durch Ziehen am Kabel entfernen. Um das Kabel zu entfernen, drücken Sie den Stecker.
- Keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luftschleier an irgendeinem Teil des Geräts anwenden.
- Im Falle einer Reparatur, wenden Sie sich an das Flow-Support-Team. Demontieren Sie das Gerät nicht selbst, da eine unsachgemäße Demontage zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
- Wenn das Gerät defekt ist, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde, einen heftigen Schlag erlitt oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an das Flow-Support-Team.

Akku Sicherheitshinweise

Der Akku ist eine geschlossene Einheit und stellt unter normalen Umständen kein Sicherheitsrisiko dar.

- Halten Sie das Gerät daher von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Nicht auf oder in heizbaren wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörpern platzieren. Akkus können bei Überhitzung explodieren.
- Das Gerät von offenem Feuer fernhalten, da es eine beschädigte Akkus explodieren können. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften.
- Zerschneiden oder durchdringen Sie das Akkupaket nicht und versuchen Sie es keinem hohen Außendruck aus. Dies kann zu einem Kurzschluss oder einer Überhitzung führen.

PAULS
RECHTSZENTRUM

Li-ion

EUROPA

Inhalt

Flow **MINI**
Massagepistole

Weitere Inhalte:

- Tragetasche
- Sticker
- Handbuch

Übersicht

Akku Status LEDs
Belüftungsöffnungen des
High-Torque Motors

Massagesteuerungs-LEDs

EIN/AUS & Auswahl der
Massagestufen

Akku

Ladeanschluss

Ladegerät

Flow Heads™

