



Needling

Bitte lies vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Hände vor Kontakt mit dem Nadelmodul gründlich reinigen oder Einmalhandschuhe tragen. Nadelmodul in das Handstück des Geräts stecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Einrasten zu hören ist. Stelle nun am Rädchen die gewünschte Nadellänge ein und am Gerät die gewünschte Geschwindigkeit. Teste kurz, ob die Behandlung für dich schmerzfrei ist. Wenn du ein steriles Wirkstoff-Serum direkt mit dem NeedlingPen einarbeiten möchtest, dann verteilst du dieses nun auf der betroffenen Hautstelle. Straffe das Hautareal, welches du behandeln willst, mit zwei Fingern. Setze den NeedlingPen zur Behandlung auf der Hautstelle an.

Arbeite das Serum in kreisenden Bewegungen mit wenig Druck ein. Fahre etwa 5 bis 8 mal über jede Hautstelle.

Technische Daten.

Lieferumfang:

- 1 x NeedlingPen X-tra CONTROL
- 2 x 12 Pin Nadelmodule
- 2 x Akku 1000 mAh
- 1 x Ladeadapter
- 1 x Netzwerkstecker
- 1 x Bedienungsanleitung

Kompatible Nadelmodule	12 Pin 36 Pin 42 Pin Nano
Leistungsstufen	5
Hübe/Minute	16.000
Nadellänge	0,25 mm - 2,5 mm
Nadeldurchmesser	0,23 mm
Betriebsart	Kabel & Kabellos
Akku	1000 mAh
Akkulaufzeit	6 bis 8 h

Material	Aluminium
Gewicht	65 g
Input	AC 110V-240V, DC 5V, 1000 mA
Sonderausstattung	Anti-Slip-Griff

