

Paskirts ir Ambu King® skirtos anestezijos arba medicininėms dujoms tiesiogiai įleisti į paciento viršūtinis kvėpavimo takus, į tracheją neįstatant jokios priemonės.

Įtaisas skirtas naudoti ligoninėse ir kitose medicininėse tarnybose.

Skirtas naudoti tik apmokytiems gyvinti gydytojams praktikams.

Anesteziją skirta vienkartinė veido kaukė.

Nesterilė, nelaidi, su atgaliniu vožtuvu.

Vienam pacientui skirta veido kaukė.

Sudaryta nėra natūralaus kaučiuko lateksa.

Sudaryta nėra ftalatų.

Sis gaminys yra saugus naudoti su magnetinio rezonanso (MR) įranga.

Naudojimo instrukcijos

- Ištraukite kaukę iš pakotės ir patikrinkite. Jeigu ji pažeista, nesvari ar deformuota, kaukę išmeskite ir pakeiskite ją nauja.
- Prieš įreikinti, ar pakankamai pripaista pagavėlė, ir sandariai priglauksite prie paciento veido.
- Jeigu yra ir nelaidi, to nepaisant, kaukę apdėvę galima nuimti.
- Norėdami reguliuoti pagavėlių pripūtimo lygį, į pučimo vožtuvą įkiškite švirkštą su standartinė Luerio jungtimi. Kiek reikią pripūskite arba išleiskite oro.
- Je būtina, gaminio paviršius galima išvalyti būdu nuvalyti švelnios plovimo priemonės vandens tirpalu.
- Nuvalyti pripralaukite švariui vandeniui. Prieš kaukę uždėdant tam pačiam pacientui, išdžiovinkite ją ir patikrinkite, kad ji tinkamai veiktų. Jeigu kaukę tinkamai neveikia, ją reikia išmesti.
- Baigę naudoti vienam pacientui, išmeskite pagal ligoninės protokolą.

ISPEJIMAI

- Saugokite nuo aštrių daiktų, galinčių pažeisti manžetę.
- Skirta naudoti tik vienam pacientui.
- Naudojimas kitiems pacientams gali sukelti kryžminę infekciją.
- Del šio pretauto konstrukcijos ir medžiagos po negalima plauti ar sterilizuoti automatiniu būdu, kadangi po šios procedūrą gali likti kenksmingų nusėdų arba prietais gali sugesti.
- Kvapiųjų kaukių negalima naudoti pacientams, alergiškiems kvapiosioms medžiagoms ir plastikams.

DĖMESIO
- Pernelygi stipriai pripūstus arba pernelygi stipriai spaudžiant kaukę gali susiaurėti arba būti užblokuoti kvėpavimo takai. - Nepakankamai pripūsta kaukė gali būti prastai užsandarinta, todėl gali susidaryti dujų nuotėkis. - Kaukė skirta jungti prie skirtingų jungties. Kaukės jungties Nr. 1-2 vidinis skersmuo yra nestandartinis, todėl negalima jungti prie kitų medicininį prietaisų. Kaukės jungties Nr. 3-7 šorinis skersmuo yra nestandartinis, todėl negalima jungti prie kitų medicininį prietaisų.

Laikymo temperatūros diapazonas: nuo -40 °C iki +60 °C.
Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -18 °C iki +50 °C.

Jungties dydis:
Kaukių „Ambu King“ dydžiai: Nr. 1 – Nr. 2, 15 mm išorinio skersmens jungtis. Kaukių „Ambu King“ dydžiai: Nr. 3 – Nr. 7, 22 mm vidinio skersmens jungtis.
„Ambu“ yra registruotas „Ambu A/S“ (Danija) prekės ženklas „Ambu A/S“ yra sertifikuota pagal ISO 13485 standartą.

Použitie
Maskų Ambu Mask od spaudžiantis Ambu A/S turėnė na vedenie anestezije alebo lekárskych plynov do horných dýchacích ciest pacienta bez zavedenia aparátu do priedušných
Táto pomôcka je určená na použitie v nemocniciach a prednemocničných zariadeniach.
Výrobok majú používať iba pracovníci odborné pripravení v oblasti KPR.
Tvárová anestezická maska určená na jedno použitie.
Nesterilná, nevodivá, z jednosmerným ventilmom.
Tvárová maska určená na použitie u jedného pacienta.
Neobsahuje prirýchlov gumov lof latex.
Neobsahuje ftaláty.
Tento produkt je bezpečný na použitie pri MR

Позўі́тэ
Masky Ambu Mask od spaudžiantis Ambu A/S turėnė na vedenie anestezije alebo lekárskych plynov do horných dýchacích ciest pacienta bez zavedenia aparátu do priedušných
Táto pomôcka je určená na použitie v nemocniciach a prednemocničných zariadeniach.
Výrobok majú používať iba pracovníci odborné pripravení v oblasti KPR.
Tvárová anestezická maska určená na jedno použitie.
Nesterilná, nevodivá, z jednosmerným ventilmom.
Tvárová maska určená na použitie u jedného pacienta.
Neobsahuje prirýchlov gumov lof latex.
Neobsahuje ftaláty.
Tento produkt je bezpečný na použitie pri MR

- Návod na použitie**
- Vyberte masku z obalu a skontrolujte pomôcku. Ak je maska poškodená, znečistená alebo deformovaná, zlikvidujte ju a pripravte si náhradu masky.
 - Skontrolujte, či tesnenie po nafuknutí dostatočne prilieha a tesní na tvári pacienta.
 - Manžetu masky, ak je pripojená, môžete podľa potreby vybrať, či ju ne potrebujete.
 - Če želite prilagodiť naplnenie blazinice, vstúpte do masky koncom prsta do standardnm nastavkom luer v ventili. Naplnenie ali izpusťte zrak, kot je potrebné.
 - Po potrebi je možné povrchu izdelka ročno očistiť z vodo in blagim čistilnim sredstvom. Temeljito izperite s čisto vodo. Pred uporabo maske na istem bolniku to temeljito ošusite in preverite, ali deluje pravilno. Če maska ne deluje pravilno, jo zavrzite.
 - V skladu z bolnišničnim protokolom zavrzite po enkratni uporabi na bolniku.

ВІСТРАЖИ
- Харніте пр контактом с острыми предметнi, котрі бы могли пошкодити нафукувачу іаіšť. - Позуйте лен у одного пациента. - Позуйте у ирх пациентов може спосібот крізову інфекцію. - Конструкція а матеріал помідку не іає компатібіліс с матеріалом автоматічного чістеніа а стерілізації, протже можа по нгом зостаť шкідліві звыскі абоже може доітť к порухе помідку. - Парфумоване маскы сь контраіндіковане у пациентов со знанými алергіамі на парфумі а пласты.

UPOZORNENIE
- Nadmerné nafuknutie alebo pridržavanie masky na mieste nadmerným tlakom môže čiastočne alebo úplne uzavrieť dýchacie cesty pacienta. - Nedostatočné nafuknutie môže viesť k netesnosti a unikaniu vzduchu. - Maska je určená na pripojenie na štandardné koncovky. Vnútorný priemer otvoru masky č. 1 až č. 2 je neštandardný a nesmie sa pripojiť k inej zdravotníckej pomôcke. Vonkajší priemer otvoru masky č. 3 až č. 7 je neštandardný a nesmie sa pripojiť k inej zdravotníckej pomôcke.

Rozsah skladovacej teploty: -40 °C – +60 °C
Rozsah prevádzkovej teploty: -18 °C – +50 °C

Velkost konektora:
Velkosti masky King Mask od spoločnosti Ambu: č. 1 – č. 2, vonkajší priemer 15 mm Velkosti masky King Mask od spoločnosti Ambu: č. 3 – č. 7, vnútorný priemer 22 mm

Ambu® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ambu A/S, Dánsko
Spoločnosť Ambu A/S je držiteľom certifikátu podľa normy ISO 13485

Paredzētā lietošana

Ambu King maska paredzēta anestēzijas vai medicīnisko gāzu ievadīšanai pacienta augšējos elpceļos, neievietojot trachejā nekādu aparātu.

Ierīce ir paredzēta lietošanai slimnīcās un pirmshospitalizācijas etapā.

Driskst lietot tikai kardiopulmonālās reanimācijas veikšanā apmācīti darbinieki.

Vienreizlietojamā anestēzijas sejas maska.
Nesterila, nevadoša, ar kontrolvārstu.
Sejas maska, lietojama tikai vienam pacientam.
Sudāryta nėra natūralaus kaučiuko lateksa.
Sudaryta nėra ftalatų.
Sis ir MR drošs produkts.

Lietošanas instrukcija

- Izmēriet masku no iepakojuma un pārbaudiet ierīci. Ja maska ir bojāta, netīra vai deformēta, izmetiet to un izmantojiet pieejamo rezerves masku.
- Pārbaudiet, lai posterjūrijs ir pietiekami piepūsts, lai piegūtu pacienta sejai.
- Jeigu yra ir nelaidi, to nepaisant, kaukę apdėvę šis deni pasien, stiekt u denį įsigūstipiet met een standaard Luer-tijp in het ventiel. Naar behoefte opblazen of laten leeglopen.
- Lai posterjūria piepūšanu pieļāgotu, ievietojiet piepūšanas vārstā šļirci ar standarta Luera uzgali.
- Piepūpti vai izlaideit gaisu pēc nepieciešamības.
- Ja uzskata par nepieciešamu, izstrādājuma virsmu var manuāli nomazgāt ar ūdeni un vieglu mazgāšanas līdzekli. Noskaidrojiet kārtīgi ar tīru ūdeni. Ļaut noāru vien pārbaudīt, vai pirms atkārtotas lietošanas tam pašam pacientam maska ir pilnīga darba kārtībā. Ja maska nav pilnīga darba kārtībā, tā ir jāizmet.
- Izmēriet pēc lietošanas vienam pacientam saskaņā ar slimnīcas protokolu.

BRIDINĀJUMI
- Izvaieties no saskarses ar asiem priekšmetiem, kas var sabojāt manšeti. - Lietošanai tikai vienam pacientam. - Lietošana citiem pacientiem var izraisīt krustenisku infekcijas. - Del šio pretauto konstrukcijos ir medžiagos po negalima plauti ar sterilizuoti automatiniu būdu, kadangi po šios procedūrą gali likti kenksmingų nusėdų arba prietais gali sugesti. - Smazgiąs maskas ir kontraindikuotas pacientiem ar zināmām alerģijām pret parfimiem un plastmasu.

UZMANĪBU
- Pārmeģriā piepūšana vai pārmeģriģs pūdiens ar nolūku maska noturēt vietā var ierobežot vai noslēgt pacienta gaisa padevi. - Nepietiekama piepūšana var izraisīt sliktu blīvējumu un noplūdi. - Maska ir paredzēta savienošanai ar standarta piederumi. Maskas portu #1-2 iekšējās diametrs ir nestandarta, un to nedrīkst savienot ar citai medicīniskām ierīcēm. Arējā diametra maskas ports #3-7 ir nestandarta, un to nedrīkst pievienot citai medicīniskai ierīcei.

Uzglabāšanas temperatūras diapazons: -40 °C – +60 °C
Darba temperatūras diapazons: -18 °C +50 °C

Savienotājs izmērs:
Ambu King masku izmēri: nr. 1 – nr. 2, 15 mm OD savienotājs Ambu King masku izmēri: nr. 3 – nr. 7, 22 mm ID savienotājs
Ambu® ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Ambu A/S, Danija Ambu A/S® ir sertificēta saskaņā ar ISO 13485

Namen uporabe
Masky Ambu Mask od spaudžiantis Ambu A/S turėnė na vemenie anestezije alebo lekárskych plynov do horných dýchacích ciest pacienta bez zavedenia aparátu do priedušných
Táto pomôcka je namenjena za usmerjanje anestezijkih ali medicinskih plinov v zgornji del bolniškovih dihal brez uvedbe kakršnega koli pripomočka v sapnik.
Maska je namenjena uporabi v bolnišnici in predbolnišničnem okolju.
Uporablja jo lahko le osebe, usposobljene za izvajanje oživljanja.
Tvárová anestezická maska určená na enkratno uporabo.
Nesterilná, neprevodná, z nepovratným ventilmom.
Obrazna maska za uporabo pri enem bolniku.
Ni izdelana iz naravnega lateksa.
Brez ftalátov.
Ta izdelek je varen za uporabo z magnetno resonanco.

Navodila za uporabo
- Masko odstranite iz embalaže in jo pregledjte. Če je poškodovana, umazana ali deformirana, jo zavrzite in uporabite nadomestno. - Preverite, ali se napljinjena blazinica ustrezno prilga na bolnikov obraz in tesni. - Če maske, če je pritrjena, lahko odstranite, če ga ne potrebujete. - Če želite prilagoditi naplinitvenost blazinice, vstúpajte koncom prsta do standardnm nastavkom luer v ventili. Naplnitne ali izpusťte zrak, kot je potrebné. - Po potrebi je možné povrchu izdelka ročno očistiť z vodo in blagim čistilnim sredstvom. Temelito izperite s čisto vodo. Pred uporabo maske na istem bolniku to temeljito ošusite in preverite, ali deluje pravilno. Če maska ne deluje pravilno, jo zavrzite. - V skladu z bolnišničnim protokolom zavrzite po enkratni uporabi na bolniku.

ОПОЗОРИЛА
- Харніте пр контактом с острыми предметнi, ки би lahko пошкодовали маншето. - Позуйте лен у одного пациента. - Позуйте у ирх пациентов може спосібот крізову інфекцію. - Конструкція а матеріал помідку не іає компатібіліс с матеріалом автоматічного чістеніа а стерілізації, протже можа по нгом зостаť шкідліві звыскі абоже може доітť к порухе помідку. - Парфумоване маскы сь контраіндіковане у пациентов со знанými алергіамі на парфумі а пласты.

POZOR
- Če je blazinka preveč napljinjena ali če preveč pritiskate masko na obraz bolnika, lahko omejite ali zaprete bolnikovo dihalno pot. - Če je blazinka premalo napljinjena, lahko slabo tesni in povzroča uhajanje. - Maska je namenjena za standardno priključitev. Notranji premer nastavka maske #1–2 je neštandarden in ga ne smete priključevati na druge medicinske pripomočke. Zunanji premer nastavka maske #3–7 je neštandarden in ga ne smete priključevati na druge medicinske pripomočke.

Obseg temperature shranjevanja: -40 °C – +60 °C
Obseg delovne temperature: -18 °C – +50 °C

Velikost priključka:
Velikosti maske Ambu King: #1 – #2, 15 mm OD priključek Velikosti masky King Mask od spoločnosti Ambu: č. 1 – č. 2, vnútorný priemer 15 mm

POZOR
- Če je blazinka preveč napljinjena ali če preveč pritiskate masko na obraz bolnika, lahko omejite ali zaprete bolnikovo dihalno pot. - Če je blazinka premalo napljinjena, lahko slabo tesni in povzroča uhajanje. - Maska je namenjena za standardno priključitev. Notranji premer nastavka maske #1–2 je neštandarden in ga ne smete priključevati na druge medicinske pripomočke. Zunanji premer nastavka maske #3–7 je neštandarden in ga ne smete priključevati na druge medicinske pripomočke.

Bedoeld gebruik

Ambu King maska bedoeld voor het toedienen van anesthesie- of medische gassen in de bovenste luchtwegen van de patiënt zonder het inbrengen van een medisch hulpmiddel in de luchtpijp.

Het masker is bedoeld voor gebruik in een ziekenhuisomgeving of door ambulancepersoneel.

Uitsluitend voor gebruik CPR getraind personeel.

Wegwerp-gezichtsmasker
Niet-steriel, niet-geleidend, met controleventiel.
Gezichtsmasker voor gebruik bij één patiënt.
Niet gemaakt met natuurlijk rubber latex.
Ftalaatvrij.
Dit product is MR-veilig.

Gebruiksaanwijzing

- Haal het masker uit de verpakking en controleer het. Gooi het masker weg indien het beschadigd, vervormd of beumed is, en vervang het door een ander masker.
- Controleer of de cuff is opgeblazen voor een correcte aansluiting op het gezicht van de patiënt.
- De ventiel aanrwezig heeft ook het masker kan worden verwijderd, indien deze niet nodig is.
- Om de hoevedheid lucht in de cuff aan te passen, stiekt u een juistecpiet met een standaard Luer-tijp in het ventiel. Naar behoefte opblazen of laten leeglopen.
- Zo nodig kan het oppervlak van het product handmatig gereinigd worden met water en een mild reinigingsmiddel. Spoel grondig met zuiver water. Laat het masker volledig drogen en controleer of het correct werkt voor hergebruik bij dezelfde patiënt. Indien het niet correct werkt, moet het masker weggegoed worden.
- Conform het ziekenhuisprotocol wegwerpen na gebruik bij één patiënt.

WAARSCHUWINGEN
- Ter voorkoming van beschadiging van de cuff contact met scherpe voorwerpen vermijden. - Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. - Gebruik bij andere patiënten kan tot kruisbesmetting leiden. - Het gebruik van materiaal van het product laten automatisch reinigen of steriliseren niet toe; dergelijke procedures kunnen schadelijke resten achterlaten of storing van het product tweewebbrengen. - Maskers met geur zijn contra-indiceerd voor patiënten met bekende parfumi- en kunststofallergieën.

WAARSCHUWING
- Door te hard opblazen of het uitoefenen van overmatige druk op het masker kan de luchtweg van de patiënt geheel of gedeeltelijk afgesloten raken. - Te zacht opblazen kan een slechte afichting en lucht lekkage veroorzaken. - Het masker is ontworpen voor een standaardfitting. De binnendiameter van de maskeroopening van #1-2 is niet-standaard en mag niet op andere maskers of andere apparatuur worden aangesloten. De buitendiameter van de maskeroopening van #3-7 is niet-standaard en mag niet op andere medische apparatuur worden aangesloten.

Opslagtemperatuur: -40° C – +60° C
Gebruikstemperatuur: -18° C – +50° C

Connectormaat:
Ambu King Mask maat: #1 – #2, 15 mm OD-connector Ambu King Mask maat: #3 – #7, 22 mm ID-connector
Ambu® is een geregistreerd handelsmerk van Ambu A/S, Denemarken Ambu A/S® is gecertificeerd conform ISO 13485

Avsedd användning
Masky Ambu Mask od spaudžiantis Ambu A/S turėnė na vedenie anestezije alebo lekárskych plynov do horných dýchacích ciest pacienta bez zavedenia aparátu do priedušných
Táto pomôcka je určená na použitie na leda anesteziedim eller medicinska gaser till patientens övre luftväg, utan att någon utrustning förs in i trakea.
Produkten är avsedd för användning på sjukhus och utanför sjukhus.
Får endast användas av personal med utbildning i hjärt-lungreddning.
Engångsansiktsmask för anestesi
Ikke-steril, ikke-ledende med kontrolventil.
Ansiktsmasker for enpatientsbruk
Innehåller inte naturgummi latex.
Innehåller inte ftalater.
Denna produkt är MR-säker.

Bruksanvisning
- Ta ut masken ur förpackningen och inspektera den. I händelse av skada, smuts eller deformation ska masken kastas och en ersättningsmask användas. - Kontrollera dynam luftfyllning så att den passar och sluter tät mot patientens ansikte. - Maskranger kan i förekommande fall avlägsnas om den inte behövs. - Justera dynam luftfyllning genom att föra in en spruta med vanlig Luer-spets i luftfyllningsventilen. Fyll på eller släpp ut luft efter behov. - Vid behov kan produktens yta rengöras manuellt med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Skölj noga med rent vatten. Låt torka och kontrollera att masken är helt funktionsduglig innan den återanvänds på samma patient. Om masken inte är helt funktionsduglig ska den kasseras. - Kassera efter enpatientsbruk i enlighet med vedertagna sjukhusrutiner.

Uyarılar
- Udovik kontakt med vassa föremål som kan skada kuffen. - Endast avsedd för enpatientsbruk. - Användning på andra patienter kan ge upphov till korsinfektion. - På grund av produktens utformning och material ska den inte utsättas för automatiserad rengöring eller sterilisering eftersom sådana förfaranden kan lämna kvar skadliga rester och leda till att enheten inte fungerar. - Parfymerade masker är kontraindicerade för patienter med kända allergier mot parfymor och plaster.

FÖRSIKTIGHET
- För mycket luftfyllning eller för högt tryck för att hålla masken på plats kan begränsa eller stänga patientens luftväg. - Önrläcklig luftfyllning kan leda till dålig förslutning och läckage. - Masken är utformad för anslutning till en standardkoppling. Innerdiametern på utgången på mask #1-2 är inte standard och får inte anslutas till annan medicinsk utrustning. Ytterdiametern på in gången på mask #3-7 är inte standard och får inte anslutas till annan medicinsk utrustning.

Kopplingsstorlek:
Ambu King Mask-storlekar: #1–#2, 15 mm ytterdiameterkoppling Ambu King Mask-storlekar: #3–#7, 22 mm innerdiameterkoppling

Intervall för förvaringstemperatur: -40 °C – +60 °C
Intervall för användningstemperatur: -18 °C – +50 °C

Kopplingsstorlek:
Ambu King Mask-storlekar: #1–#2, 15 mm ytterdiameterkoppling Ambu King Mask-storlekar: #3–#7, 22 mm innerdiameterkoppling

Ambu® är et registreret varemærke som tilhører Ambu A/S, Danmark
Ambu A/S® er certifieret enligt ISO 13485

Bruksområde

Ambu King masker er beregnet for direkte anestesi eller tilfaring av medisinske gasser i pasientens øvre luftveier uten å føre inn instrumenter i trakea.

Enheter er beregnet til bruk både i sykehusmiljøer og prehospitalt.

Skal kun brukes av personell med opplæring i hjerte-/lungeredning.

Præsentasjon
Masker masker til bruk på en patient.
Ikke fremstilt av naturligt gummi latex.
Ftalatfri.
Dit produkt er MR-veilig.

Deette produktet er MR-sikkert.

Bruksanvisning

- Ta masken ut av emballeringen og kontrollør apparatet. I tilfeller av skade, smuss eller deformasjon, kast masken og ha en erstatningsmask tilgjengelig.
- Ikke at puttingen fylt med tilstrekkelig luft for god passform og forsegling mot pasientens ansikt.
- Om de nødvendighet luft i de cuff kan te passen, stiekt u een juistecpiet met een standaard Luer-tijp in het ventiel. Naar behoefte opblazen of laten leeglopen.
- Putens luftfylling kan justeres ved å føre en sprøyte med standard luerpiss inn i luftventilen. Fyll med eller tom for luft etter behov.
- Dersom det er nødvendig, kan overflaten på produktet rengjøres manuelt med vann og mildt rengjørings-middel. Skylls grundig med rent vann. La masken tørke og kontrollør at det ikke er nødvendig.
- Conform het ziekenhuisprotocol wegwerpen na gebruik bij één patiënt.

ADVARSLER
- Unngå kontakt med skarpe gjenstander som kan skade mansjetten. - Kun til bruk på én pasient. - Bruk på andre pasienter kan forårsake kryssinfeksjon. - Bruket av konstruksjon og materiale det er laget av, er ikke kompatibel med automatisk rengjøring eller sterilisering, da dette kan etterlate skadelige rester eller føre til funksjonssfel på utstyret. - Masker med duft er kontraindisert for pasienter med kjent allergi mot parfyme og plastikk.

FORSIKTIG
- Hvis masken fylles med for mye luft eller det brukes stor kraft for å holde masken på plass, kan dette begrense eller sperre pasientens luftveier. - Hvis masken ikke er fylt med nok luft, kan det føre til dårlig forsegling og lekkasje. - Masken er utformet for å kobles til en standard kobling. Maskeåpningens indre diameter på #1-2 er ikke standard, og må ikke kobles til annen medisinsk enhet. Maskeåpningens ytre diameter på #3-7 er ikke standard, og må ikke kobles annen medisinsk enhet.

Temperatormåde ved oppbevaring: -40 °C – +60 °C
Gebruikstemperatuur: -18° C – +50° C

Kopplingsstorrelse:
Ambu King-maskestørrelser: Nr. 1–2, kopling med 15 mm YD Ambu King Mask størrelser: Nr. #3 – #7, 22 mm ID
Ambu® er et registrert varemærke for Ambu A/S, Danmark Ambu A/S® er sertifisert enligt ISO 13485

Kullanım Amacı
Masky Ambu Mask od spaudžiantis Ambu A/S turėnė na vedenie anestezije alebo lekárskych plynov do horných dýchacích ciest pacienta bez zavedenia aparátu do priedušných
Táto pomôcka je určená na použitie na leda anesteziedim eller medicinska gaser till patientens övre luftväg, utan att någon utrustning förs in i trakea.
Produkten är avsedd för användning på sjukhus och utanför sjukhus.
Får endast användas av personal med utbildning i hjärt-lungreddning.
Engångsansiktsmask för anestesi
Ikke-steril, ikke-ledende med kontrolventil.
Ansiktsmasker for enpatientsbruk
Innehåller inte naturgummi latex.
Innehåller inte ftalater.
Denna produkt är MR-säker.

Bruksanvisning
- Ta ut masken ur förpackningen och inspektera den. I händelse av skada, smuts eller deformation ska masken kastas och en ersättningsmask användas. - Kontrollera dynam luftfyllning så att den passar och sluter tät mot patientens ansikte. - Maskranger kan i förekommande fall avlägsnas om den inte behövs. - Justera dynam luftfyllning genom att föra in en spruta med vanlig Luer-spets i luftfyllningsventilen. Fyll på eller släpp ut luft efter behov. - Vid behov kan produktens yta rengöras manuellt med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Skölj noga med rent vatten. Låt torka och kontrollera att masken är helt funktionsduglig innan den återanvänds på samma patient. Om masken inte är helt funktionsduglig ska den kasseras. - Kassera efter enpatientsbruk i enlighet med vedertagna sjukhusrutiner.

Uyarılar
- Udovik kontakt med vassa föremål som kan skada kuffen. - Endast avsedd för enpatientsbruk. - Användning på andra patienter kan ge upphov till korsinfektion. - På grund av produktens utformning och material ska den inte utsättas för automatiserad rengöring eller sterilisering eftersom sådana förfaranden kan lämna kvar skadliga rester och leda till att enheten inte fungerar. - Parfymerade masker är kontraindicerade för patienter med kända allergier mot parfymor och plaster.

FÖRSIKTIGHET
- För mycket luftfyllning eller för högt tryck för att hålla masken på plats kan begränsa eller stänga patientens luftväg. - Önrläcklig luftfyllning kan leda till dålig förslutning och läckage. - Masken är utformad för anslutning till en standardkoppling. Innerdiametern på utgången på mask #1-2 är inte standard och får inte anslutas till annan medicinsk utrustning. Ytterdiametern på in gången på mask #3-7 är inte standard och får inte anslutas till annan medicinsk utrustning.

Kopplingsstorlek:
Ambu King Mask-storlekar: #1–#2, 15 mm ytterdiameterkoppling Ambu King Mask-storlekar: #3–#7, 22 mm innerdiameterkoppling

Kopplingsstorlek:
