

105X145MM



ORTHO

MECHANIK

USER MANUAL BETRIEBSANLEITUNG



WARNING

When using Creams, Lotions or Oils please avoid direct contact with the massage gun.

The paint on the Orthogun may react with these substances and get damaged.

Only expose the metal-colored massage-heads to these substances.

First steps

- 1. Please charge the device for 5 hours before the first treatment.**
- 2. Please do not turn on while it is charging.**
- 3. Choose the massage-head and insert it fully.**
- 4. Press the button until the OrthoGun starts running.**
- 5. A quick press of the button will change the gear.**
- 6. A long press of the button will turn the device off again.**
- 7. Please be aware of our “use and operations” warnings (last page).**

WARNHINWEIS

Bitte keine Cremes, Lotionen oder Öle mit dem Gerät in Kontakt kommen lassen.

Es kann dazu führen, dass der Lack mit den Substanzen reagiert, und sich löst.

Cremes, Lotionen oder Öle sollten nur mit dem metallfarbenen Massagekopf in Berührung kommen.

Erste Schritte

1. Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung 5 Stunden.
2. Bitte nicht anschalten während die OrthoGun geladen wird.
3. Wählen Sie den passenden Massagekopf und stecken Sie ihn fest auf.
4. Drücken Sie auf den Knopf, bis das Licht leuchtet und die OrthoGun anfängt zu pulsieren.
5. Drücken Sie kurz, um den Gang zu wechseln.
6. Lange drücken um das Gerät wieder aus zu schalten.
7. Achten Sie bei dem Massieren auf unsere "Warnhinweise zur Anwendung" (letzte Seite)

Thank you for purchasing the Orthogun.

We appreciate the trust you have placed in our brand and will do our best to deliver a great experience.

Your Orthogun can help you reduce post-workout muscle pain, warm-up your muscles before exercise or just help you relax at the end of a stressful day.

For more information on how to get the most out of your Orthogun, please visit

www.orthomechanik.de.

If you have any questions, contact us at

info@orthomechanik.de.

We wish you a lot of success with your OrthoGun.

**Best regards,
Your Ortho team**

Vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie unserer Marke entgegengebracht haben.

Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen ein großartiges Erlebnis zu bieten.

Ihre Orthogun wird Ihnen helfen, Muskelschmerzen nach dem Training zu lindern, vor dem Training Muskelgruppen zu aktivieren oder sich einfach nur nach einem anstrengenden Tag zu entspannen.

Um weitere Informationen zur Anwendung Ihrer Orthogun zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite unter

www.orthomechanik.de.


Bei Fragen schreiben Sie uns bitte an

info@orthomechanik.de.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrer neuen Orthogun.

**Liebe Grüße,
Ihr Ortho-Team**



1 PACKING LIST



Technical Specifications:

Model	OrthoGun 2.0, model miniS
Battery Capacity	3400mAh/ 42Wh
Power	15-160 w
Frequency	1200 rpm 1600 rpm 2200 rpm 2800 rpm 3200 rpm
Torque	0~7.5kg/cm
Intelligent Mode	10 Mins Smart Timing

1 INHALT




Technische Kennwerte:

Modell	OrthoGun 2.0, model mini S
Akkuleistung	3400mAh/ 42Wh
Leistung	15-160 w
Frequenz	1200 U/min 1600 U/min 2200 U/min 2800 U/min 3200 U/min
Drehmoment	0~7.5kg/cm
Timer	10 Mins Smart Timing

2

USER INSTRUCTIONS

**1 Button**

- Long Press to Start and Stop
- Short Press to switch gears


2 Gear Indicator

- One dot → 1200 rpm
- Two dots → 1600 rpm
- Three dots → 2200 rpm
- Four dots → 2800 rpm
- Five dots → 3200 rpm


3 Battery Indicator

- Green Light → 70 - 100%
- Yellow Light → 30 - 70%
- Red Light → 0 - 30%

2 ANLEITUNG




3 HEADS



BALL HEAD

For large muscle groups
(quads, glutes, etc.)




FORK HEAD

For mid-sized muscle groups
(neck spinal, calves, etc.)



CONE HEAD

For pinpoint muscle
treatment, trigger points, and
small muscle groups (feet,
wrist, etc.)




FLAT HEAD

For general use on large
muscle groups.



METAL HEAD

For use with massage oils.
(Keep oil off painted areas)




SOFT HEAD

For use on sensitive areas
like the neck.


3

AUFSÄTZE



KUGEL-AUFSATZ

Für große Muskelgruppen
(Oberschenkel,
Gesäßmuskeln usw.)



GABEL-AUFSATZ

Für mittlere Muskelgruppen
(Halswirbelsäule, Waden usw.)



KEGEL-AUFSATZ

Zur punktgenauen
Behandlung von Muskeln,
Triggerpunkten und kleinen
Muskelbereichen (Füße,
Handgelenke usw.)




FLACHER AUFSATZ

Zur allgemeinen
Anwendung bei großen
Muskelgruppen.



METALL-AUFSATZ

Zur Anwendung mit Massageöl
(Öl von Geräte-Lackierung
fernhalten)



WEICHER-AUFSATZ

Zur Behandlung an sensiblen
Bereichen wie Nacken.

DEVICE WARNINGS

- Keep away from liquids or heat sources.
- Keep ventilation ports free from dust and debris.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. Allow the device to cool down for 30 minutes before reusing.
- Only use the original charger.
- Unplug the charger from the device after charging or prior to use. Do not use it while charging.
- For adult use only.
- If you experience pain or discomfort, then immediately stop using the device.
- For adult use only. Do not use if you are injured. Consult your physician prior to use.

USE AND OPERATION WARNINGS

- If you experience pain or discomfort, then immediately stop using the device.
- Consult your physician prior to use if the following applies: Osteoporosis patients, anyone with heart problems wearing an electronic medical device, pregnant women, anyone with physical trauma or any other medical complications.
- Only use on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per region.
- Use the Orthogun on the body's soft tissue only. Do not use on head or bones.
- Bruising can occur even with low-frequency and pressure. Check treated areas frequently and immediately stop at first sign of pain or discomfort.
- Keep fingers, hair or any other body part away from the shaft of the device.

WARNHINWEISE FÜR DAS GERÄT

- Von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fernhalten.
- Halten Sie die Belüftungsöffnungen frei von Schmutz und Staub.
- Keine Schrauben entfernen und das Gerät nicht öffnen.
- Nicht länger als eine Stunde ununterbrochen benutzen. Lassen Sie das Gerät 30 Minuten ruhen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Benutzen Sie nur das originale Ladegerät.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden und vor dem Gebrauch vom Akku. Nicht während des Ladens benutzen.
- Nur für Erwachsene. Nicht bei Verletzungen verwenden. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

WARNHINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Nur für Erwachsene.
- Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt, wenn Folgendes auf Sie zutrifft: Osteoporose-Patienten, Personen mit Herzproblemen, die ein elektronisches medizinisches Gerät tragen, schwangere Frauen, Personen mit Körpertrauma oder sonstige medizinische Komplikationen.
- Verwendung nur auf trockener und sauberer Oberfläche am besten über der Kleidung. Bewegen Sie die Orthogun langsam und nicht länger als 60 Sekunden über die jeweilige Muskelgruppe.
- Verwenden Sie die Orthogun nur auf dem Weichgewebe des Körpers. Nicht am Kopf oder auf Knochen anwenden.
- Prellungen oder Quetschungen können bereits bei niedriger Frequenz und niedrigem Druck auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen häufig und hören Sie sofort auf, wenn Sie erste Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden bemerken.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft des Gerätes fern.



ORTHO

MECHANIK

Orthomechanik GmbH
Rheinstraße 11
14513 Teltow
Germany
Model: Mini S
WEE-Reg.-Nr. DE53771343

Please note that the battery is permanently installed; in case you want to change the battery, please get in touch with our service team at **info@orthomechanik.de**

Die Batterie ist fest verbaut. Sollten Sie Ihre Batterie austauschen möchten, kann dies unser Service-Team gerne für Sie übernehmen. Schreiben Sie uns hierzu einfach an die **info@orthomechanik.de**.



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie das Produkt in einem Recyclinghof zur fachgerechten Entsorgung ab.