MoliCare® Premium MEN PANTS

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:
Bei MoliCare® Premium MEN PANTS handelt es sich um Einmalhosen zur Inkontinenzversorgung für Männer.
Die Produkte eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung. Die Produkte sind für die Verwendung bei mobilen und eingeschränkt mobilen Herren sowie bei unruhigen oder dementen Anwendern ausgelegt. Die Produkte sind ausschließlich für den Einmalgebrauch geeignet und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden.
Die Produkte können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden.

Anwendung/Indikation
MoliCare® Premium MEN PANTS eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung.



Artikelnummern*

Verpackung		M	L
	Hüft-/Taillenumfang (cm)	**80–120**	**100–150**
P8	5 Tropfen / grün	915817	-
	7 Tropfen / blau	915827	-
P7	5 Tropfen / grün	-	915818
	7 Tropfen / blau	-	915828
P1	5 Tropfen / grün	915802	915803
	7 Tropfen / blau	915807	915808

*Möglicherweise ist das volle Sortiment nicht in allen Ländern erhältlich.

Produkt zum Einmalgebrauch

MoliCare® Premium MEN PANTS

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® Premium MEN PANTS entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts

MoliCare® Premium MEN PANTS 5 Tropfen / grün:

Merkmale	Einheit	M	L
Gesamtgewicht:*	[g]	55	62

*≤ ± 10% Gewichtsabweichung

MoliCare® Premium MEN PANTS 7 Tropfen / blau:

Merkmale	Einheit	M	L
Gesamtgewicht:*	[g]	65	71

*≤ ± 10% Gewichtsabweichung

Materialeigenschaften

Bestandteil	Material
Hauptteil	Polypropylen-Vlies, hydrophob, atmungsaktiv, grau
Rückseite:	Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, atmungsaktiv, grau
Saugkern (3-lagig):	1. Lage: Zellstoff* 2. Lage: Zellstoff-* / SAP-Gemisch 3. Lage: Zellstoff*, Curly Fiber *elementarchlorfrei gebleicht
Kleber:	Schmelzkraftkleber
Oberseite:	Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß
Bündchen:	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
Elastikfäden:	Elastikfäden auf Polyurethan-Basis für Beinabschluss, Hüftbereich, Taille und Innenbündchen
Produktinformationen:	Aufdruck auf Innenseite des Taillenbunds (Rückseite)

MoliCare® Premium MEN PANTS

Produktmerkmale

Abmessungen	M	L
Gesamtlänge*:	750	850
Gesamtbreite*:	660	810
Schrittbreite*:	245	245
Länge Saugkern*:	470	520
Breite Saugkern*:	180	180
Breite Saugkern im Schritt*:	110	110

*≤ ± 10% Maßabweichung

Kennzeichnung

9-stelliger Chargen-Code

z. B.:	9	001	02	82	2
	Jahr 201X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer

Herstellungsdatum

z. B.:	2019	08	07
	Jahr	Monat	Tag

Verfalldatum

z. B.:	2024	08	01
	Jahr	Monat	Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt

MD

Trocken aufbewahren

Nicht wiederverwenden

MoliCare® Premium MEN PANTS

CE-Kennzeichnung

CE

Letzter Überarbeitungsstand: 2019-10-04