

## CONTOURS AIR COMFORT

Attends Contours Air Comfort sind ein Sortiment von anatomisch geformten Vorlagen, entwickelt für mittlere bis starke Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Attends Contours 6 bis 10 werden mit Fixierhosen (Attends Stretch Pants Regular, Attends Stretch Pants oder Attends Stretch Pants Comfort) getragen, Contours 4 und 5 in eng anliegender Unterwäsche.



### Erhältliche Saugstärken:

LEICHT				MITTEL				STARK			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

**Anatomisch geformter Saugkern** für einen anliegenden und bequemen Sitz.

**Durchgehende Auslaufsperran** aus wasserabweisendem Material gegen Auslaufen, vor allem beim Liegen auf der Seite.\*

**Saugkern mit Superabsorber** und Aufnahmeschicht für Auslaufschutz, Trockenheit und Geruchsbindung.

Textilähnliche **atmungsaktive Außenseite** für mehr Luftzirkulation und Tragekomfort.

**Saugstärke auf der Rückseite** aufgedruckt - gut lesbar in Blau.

**Nässeindikator** zeigt an, wann das Produkt gewechselt werden muss.

**Contours Air Comfort 4 - 5**  
Mit **Klebestreifen** in normaler, eng anliegender Unterwäsche zu fixieren - extra diskret.  
**\*Weiche Beinbündchen** als Auslaufschutz.



**Hautverträglichkeit** bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends



**Quick-Dry** für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



**Geruchsbindung** schützt vor unangenehmen Gerüchen



**100% atmungsaktiv** für angenehmen Tragekomfort





**Aktivzone** extra Saugfähigkeit im Schrittbereich



**Hautfreundlicher pH-Wert** in der Aktivzone hilft die Haut zu schützen

Mehr Informationen auf [www.attends.de](http://www.attends.de)

 <b>Attends CONTOURS AIR COMFORT</b>	Länge in cm Breite im Schritt in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr.
Saugstärke						
 <b>5</b> 	50 21	42 5 x 42	205235 205242	02153742 02153759	576	15.25.30.0013
 <b>6</b> 	58 17.5	35 4 x 35	203781 203798	00760254 00760478	656	15.25.30.1003
 <b>7</b> 	58 17.5	28 4 x 28	203804 203811	08756364 08756387	829	15.25.30.1004
 <b>8</b> 	64.5 19	28 4 x 28	203828 203835	08756401 08756476	1132	15.25.30.2001
 <b>9</b> 	70 19.5	28 4 x 28	203842 203859	00763614 00763620	1299	15.25.30.2002
 <b>10</b> 	70 19.5	21 4 x 21	205549 205556	06810697 06810705	1612	15.25.30.2003

#### Zweischicht-Saugkern

Besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht.

#### Rückseite

besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht

**Hautnahe Innenschicht**  
Vlies

**Latexfrei**



**Attends Healthcare AB**  
Järnvägsatan 4  
SE-57833 Aneby  
Sweden



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Für die Herstellung der Produkte werden erneuerbare Energien eingesetzt und zertifizierte Projekte zur Emissionsreduzierung gefördert.



Die Produkte tragen das anerkannte Nordic Swan Ökolabel.



Die Verpackungen enthalten mindestens 30% recycelten Kunststoff.



Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.



Die Produkte sind zertifiziert und damit streng schadstoffgeprüft.