

CONTOURS REGULAR

Attends Contours Regular sind ein Sortiment von anatomisch geformten Vorlagen, entwickelt für mittlere bis starke Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Attends Contours 6 bis 10 werden mit Fixierhosen (Attends Stretch Pants Regular, Attends Stretch Pants oder Attends Stretch Pants Comfort) getragen, Contours 4 und 5 in eng anliegender Unterwäsche.



Erhältliche Saugstärken:

LEICHT				MITTEL				STARK			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Anatomisch geformter Saugkern für einen anliegenden und bequemen Sitz.

Durchgehende Auslaufsperran aus wasserabweisendem Material gegen Auslaufen, vor allem beim Liegen auf der Seite.*

Saugkern mit Superabsorber und Aufnahmeschicht für Auslaufschutz, Trockenheit und Geruchsbindung.

Flüssigkeitsundurchlässige glatte Außenseite - einfach anzulegen und schützt vor Auslaufen.

Saugstärke auf der Rückseite aufgedruckt - gut lesbar in Blau.

Nässeindikator zeigt an, wann das Produkt gewechselt werden muss.

Contours Regular 4 - 5
Mit **Klebestreifen** in normaler, eng anliegender Unterwäsche zu fixieren - extra diskret.
***Weiche Beinbündchen** als Auslaufschutz.



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Aktivzone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich


















Geruchsbindung schützt vor unangenehmen Gerüchen



Hautfreundlicher pH-Wert in der Aktivzone hilft die Haut zu schützen

Mehr Informationen auf www.attends.de

 Attends CONTOURS REGULAR	Länge in cm Breite im Schritt in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr.
Saugstärke						
 4 	39 16	42 5 x 42	203491 203507	06105473 06105496	344	15.25.30.5035
 5 	50 21	42 5 x 42	205211 205228	06105504 06105510	528	15.25.30.0003
 6 	58 17.5	35 4 x 35	201244 201251	06105527 06105533	671	15.25.30.1005
 7 	58 17.5	28 4 x 28	201268 201275	08756074 08756080	862	15.25.30.1006
 8 	64.5 19	28 4 x 28	201282 201299	08756329 08756341	1167	15.25.30.2024
 9 	70 19.5	28 4 x 28	201305 201312	06105591 06105616	1364	15.25.30.2004
 10 	70 19.5	21 4 x 21	205525 205532	06810674 06810680	1773	15.25.30.2005

Zweischicht-Saugkern
Besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht.

Rückseite
Polyethylenschicht

Hautnahe Innenschicht
Vlies

Latexfrei



Attends Healthcare AB
Järnvägsatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Für die Herstellung der Produkte werden erneuerbare Energien eingesetzt und zertifizierte Projekte zur Emissionsreduzierung gefördert.



Die Produkte tragen das anerkannte Nordic Swan Ökolabel.



Die Verpackungen enthalten mindestens 30% recycelten Kunststoff.



Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.



Die Produkte sind zertifiziert und damit streng schadstoffgeprüft.