

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – Coat Protect

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Schutzkittel aus Polypropylen-Vliesstoff, unsteril, überlappender Rückenbereich mit Verschlussbändern an Hals und Taille, mit elastischem Ärmelabschluss, latexfrei, leicht und atmungsaktiv, luftdurchlässig, temperaturregulierend und feuchtigkeitsabweisend. Sterilisierbar mit Ethylenoxid und Strahlen.

Protective coat made of non-woven polypropylene, non-sterile, overlapping back area with tape fasteners at neck and waist, with elastic band, latex-free, light and breathable, air-permeable and temperature-regulating. Sterilisable with ethylene oxide and rays.

Bemerkungen:

Remarks:

Zum Schutz vor Keimverschleppung.

To protect against transmission of germs.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – Coat Protect, unsteril, zu 10 Stk. verpackt/non-sterile, packed by 10 pcs.

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Schutzkittel mit Gummizug/ Protective coat with elastic band	120 cm x 140 cm	grün/green	10 Stk./pcs.	75505	4046153026760	06113917	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Polypropylen-Vliesstoff (21 g/m²)

Non-woven polypropylene (21 g/m²)

Symbole:

Symbols:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100