

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – WH

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Einmal-Waschhandschuh aus Polypropylen-Vlies, hygienisch verpackt, in leichter und schwerer Qualität erhältlich. Verpackung mit dekorativem Design.

Disposable washing glove made of non-woven polypropylene, hygienically packed, available in light and heavy quality. Packaging in a decorative design.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in der Medizin, Baby- und Patientenpflege.

For use in the medicine, baby and patient care.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – WH, unsteril/non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Leichte Qualität/ light quality	23 cm x 15 cm	blau-weiß/ blue-white	⊕ 50 Stk./pcs.	175180	4046153029860	3196191	20
Schwere Qualität/ heavy quality	23 cm x 15 cm	weiß/white	○ 50 Stk./pcs.	175185	4046153029884	3196216	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Schwere Qualität: Polypropylen-Vlies (80g/m²)

Heavy quality: Polypropylene non-woven fabric (80g/m²)

Leichte Qualität: Polypropylen-Vlies (40g/m²)

Light quality: Polypropylene non-woven fabric (40g/m²)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de