

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® - Cap K

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Klipphaube aus geklipptem Polypropylen-Vliesstoff, unsteril, mit umlaufendem Gummizug, leicht und atmungsaktiv, für HACCP-Zwecke geeignet. Latexfrei.

Sterilisierbar: Ethylenoxid und Strahlen.

Clip cap made of clipped non-woven polypropylene, non-sterile, with surrounding elastic band, light and breathable, suitable for HACCP-purposes. Latex-free.

Sterilisable: ethylene oxide and radiation.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den universellen Einsatz als Kopfbedeckung in Medizin und Industrie.

For all-purpose use as head cover in medicine and industry.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed®- Cap K, unsteril, zu 100 Stk., in einer Box / non-sterile, packed by 100 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Klipphaube / Clip Cap	Einheitsgröße / standard size	grün / green	100 Stk./ pcs.	75042	4046153090341	6113768	10
Klipphaube / Clip Cap	Einheitsgröße / standard size	weiß / white	100 Stk./ pcs.	75043	4046153090365	6113774	10
Klipphaube / Clip Cap	Einheitsgröße / standard size	blau / blue	100 Stk./ pcs.	75044	4046153090389	6113780	10

MaiMed®- Cap K, unsteril, zu 100 Stk., im Folienbeutel / non-sterile, packed by 100 pcs., in a foil bag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Klipphaube / Clip Cap	Einheitsgröße / standard size	grün / green	100 Stk./ pcs.	75322	4046153117826	10741890	10
Klipphaube / Clip Cap	Einheitsgröße / standard size	weiß / white	100 Stk./ pcs.	75323	4046153117840	10741909	10
Klipphaube / Clip Cap	Einheitsgröße / standard size	blau / blue	100 Stk./ pcs.	75324	4046153117864	10741915	10
Klipphaube / Clip Cap	Einheitsgröße / standard size	rot / red	100 Stk./ pcs.	75328	4046153118182	10816955	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Polypropylen-Vliesstoff

Non-woven polypropylene

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100