

## OP-KITTEL «REINFORCED» L



### BESCHREIBUNG

Der widerstandsfähige **Teqler OP-Kittel «Reinforced»** ist einzeln steril verpackt und in drei verschiedenen Größen erhältlich. Er eignet sich besonders für Operationen, bei denen es zu einem hohen Flüssigkeitsaufkommen kommt und bei dem das Risiko besteht, dass die Kleidung des Operateurs durchnässt wird.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- OP-Kittelk mit Verstärkungen im Bereich von Unterarmen und Brust
- Größe: L
- Speziell für Eingriffe mit hohem Flüssigkeitsaufkommen
- Insgesamt flüssigkeitsabweisend, an den Verstärkungen flüssigkeitsundurchlässig
- Hoher Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung
- SMMS-Material (Spunbond - Meltblown - Meltblown - Spunbond)
- Mittels Klettverschluss im Nacken zu schließen
- Bindebänder erlauben eine individuelle Größenanpassung
- Abriebfest und fusselarm
- Glasfaserfrei
- Farbe: grün
- Einzeln steril verpackt
- 1 steriler OP-Kittel, inklusive 2 steriler Vlies-Handtücher

### Übersicht

Artikelnummer:  
**T135281L**

Kategorie:  
**Schutzbekleidung OP**

EAN Code:  
.....

**Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.**

📍 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

☎ +352 267149 09 📠 +352 267149 19 ✉ info@netmed.lu

**Social Media**

