


## REANIMATIONSBRETT



### BESCHREIBUNG

Das Reanimationsbrett von Teqler dient der korrekten Positionierung des Kopfes bei der Reanimation in Notfallsituationen. Durch die anatomische Kopfmulde wird der Kopf in einer überstreckten Position gehalten und eine Freihaltung der Atemwege gewährleistet.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reanimationsbrett mit anatomischer Kopfmulde
- Freihaltung der Atemwege durch überstreckte Kopfposition
- Mit Griffmulde zum Transport und zur korrekten Positionierung
- Gewicht: ca. 2 kg
- Maße: ca. 59 x 43,8 cm
- Farbe: orange


### Übersicht




Artikelnummer:  
**T135215**

Kategorie:  
**Notfallbedarf**

EAN Code:  
**4260306777679**

**Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.**

 NetMed S.à.r.l.  
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  [info@netmed.lu](mailto:info@netmed.lu)

**Social Media**

