

# MDI

Das ideale HF-Gerät für kleinere **monopolare** Eingriffe.

Das Hochfrequenzchirurgie Gerät mit der Ausgangsleistung von 50 Watt erfüllt alle Ansprüche für kleinere monopolare Eingriffe. Das MDI verfügt über vier verschiedene Stromarten: monopolars Schneiden sowie monopolares Koagulieren. Die Auswahl der Stromart erfolgt per Tastendruck. Über den Drehknopf wird die Ausgangsleistung schnell und einfach verändert.

Das MDI ist für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B. chirurgische, dermatologische, dentale, HNO- und veterinärmedizinische Anwendungen geeignet.

The ideal unit for small **monopolar** applications.

The electrosurgical unit with output power of 50 Watt meets all requirements for small monopolar applications. The MDI has four different types of current: two each for monopolar cutting and two each for monopolar coagulation. The type of current is set by pushbutton. The output power is regulated fast and easily by a turning knob.

The MDI is suitable for various application areas, e.g. for surgical, dermatological, dental, ENT and veterinary procedures.

**50 Watt**



**Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten**  
Monopolar cutting with 2 operation modes



**Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten**  
Monopolar coagulation with 2 operation modes



**Mikro-Funktion reduziert die Ausgangsleistung**  
Micro switch for low-power applications

**150-001-001**

|                          |                         |                 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Monopolar Schneiden 1    | Monopolar cut 1         | 50 Watt, 500 Ω  |
| Monopolar Schneiden 2    | Monopolar cut 2         | 50 Watt, 1000 Ω |
| Monopolare Koagulation 1 | Monopolar coagulation 1 | 50 Watt, 500 Ω  |
| Monopolare Koagulation 2 | Monopolar coagulation 2 | 35 Watt, 1000 Ω |
| Typ                      | Type                    | BF              |
| Abmessungen              | Dimensions              | 270x127x260 mm  |
| Gewicht                  | Weight                  | 5,5kg           |
| Gewährleistung (Monate)  | Warranty (months)       | 24              |
| Netzanschluss            | Mains supply            | 115/230 Volt    |

| Artikelnummer      | Bezeichnung                  | Description                                |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>150-001-001</b> | HF-Chirurgie-Gerät MD1       | HF surgical unit MD1                       |
| <b>151-001-001</b> | Zubehörsatz Dental MD1       | Accessory Set Dental MD1                   |
| <b>151-001-002</b> | Zubehörsatz Dermatologie MD1 | Accessory Set Dermatology MD1              |
| <b>151-001-003</b> | Zubehörsatz Chirurgie MD1    | Accessory Set Surgery MD1                  |
| <b>151-001-004</b> | Zubehörsatz Kosmetik MD1     | Accessory set cosmetic MD1                 |
|                    | Weitere Sets auf Anfrage     | Further set options available upon request |

|                     |                     |                 |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| Mikro Schneiden 1   | Micro cut 1         | 20 Watt, 500 Ω  |
| Mikro Schneiden 2   | Micro cut 2         | 20 Watt, 1000 Ω |
| Mikro Koagulation 1 | Micro coagulation 1 | 10 Watt, 500 Ω  |
| Mikro Koagulation 2 | Micro coagulation 2 | 10 Watt, 1000 Ω |

## Beispiele aus dem Anwendungsspektrum:

Epilation, Akne, Pusteln, Furunkel, Besenreiser, Couperose, Entfernung von Warzen, Lupus Vulgaris, Naevi, Keloid, Clavi, Tattoo Entfernung, Altersflecken, Faltenbehandlung, Nasenpolypen, Epistaxis, Pruritis Vulvae, Geschwülste der Harnröhre, Vaginal-Zysten, Cervix-Polypen und Adenome Zysten.

## Examples for application areas:

Epilation, acne, pustules, furuncles, spider veins, couperose, removal of warts, lupus vulgaris, naevi, keloid, clavi, tattoo removal, age spots, wrinkle treatment, nasal polyps, epistaxis, pruritus vulvae, ulcerated urethra, vaginal cysts, cervical polyps, adenoma cysts.