


KERN MPN200K-1HM



Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme



Empfohlenes Justiergewicht:	250 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	250 kg
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

BMI-Funktion:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	48 h
Akkuladezeit:	8 h
Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	UK EURO

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	100 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

KERN MPN200K-1HM



Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1010 x 290 x 445 mm

Bruttogewicht: 17,800 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 11,560 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 210 x 54 x 100 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 365 x 360 x 80 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 365 x 570 x 2134 mm

Kabellänge: 1,800 m

Kabellänge Anzeigerät: 1,800 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Stahl lackiert

Stativhöhe: 94 cm

Wägefläche (BxT): 365 x 360 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

