



Artikel / Article: HT8112

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

 Druckdatum / Print:
 Dezember 2019

REF: 01

Versandgefäß 87 x 34mm mit Probengefäß 70 x 24mm für Stuhl inkl. Löffel.

Secondary Container 87 x 34mm with sample container 70 x 24mm for feaces incl. spoon.

Artikelbeschreibung / Article Descriptiton

Produkteigenschaften Product characteristics	
Durchmesser / Diameter Probengefäß / Sample container	24 mm
Länge / Lenght Probengefäß / Sample container	70 mm
Durchmesser / Diameter Schutzgefäß / Secondary container	34 mm
Länge / Lenght Schutzgefäß / Secondary container	87 mm
Nennvolumen / Volumen Probengefäß / Sample container	17 ml
Nennvolumen / Volumen Schutzgefäß / Secondary container	100 ml
Verschlussart / Closure type	Schraubverschluss / screw cap
Bodenform / Bottom Shape Probengefäß / Sample container	Rundboden mit Stehrand / Round bottom with self standing base
Bodenform / Bottom Shape Schutzgefäß / Secondary container	flach / flat

Produktname

Technisches Datenblatt



**Süsse Labortechnik
GmbH & Co. KG**

Kasseler Str. 76
34281 Gudensberg
GERMANY

+49 (0) 5603 502-0
+49 (0) 5603 502-19
in fo@ su es se. de
www.suesse.de

Material Probengefäß / Material sample container	PP
Material Deckel Probengefäß / Material cap sample container	HD-PE
Farbe Probengefäß / Colour sample container	transparent
Farbe Deckel Probengefäß / Colour cap sample container	
Material Schutzgefäß / Material secondary container	Braun / brown
Material Deckel Schutzgefäß / Material cap secondary container	HD-PE
Farbe Schutzgefäß / Farbe secondary container	PP
Farbe Deckel Schutzgefäß / Colour cap secondary container	
Zentrifugation max. (RZB)	Natur / nature
Gewicht des Produktes / Weight	Braun / brown
Druck / Print	
Etikett / Label	
Steril / sterile	5000
	0,0225

Druckdatum / Print:
Dezember 2019

REF: 01

Verpackung Packing	
Mindestbestellmenge Minimum order quantity	500
Stück pro Innenverpackung PCS per inner box	500
Stück pro Umkarton PCS per outer carton	500
Stück pro Palette (Europal) PCS per Palett	10.000

Produktname

Technisches Datenblatt



**Süsse Labortechnik
GmbH & Co. KG**

Kasseler Str. 76
34281 Gudensberg
GERMANY

+49 (0) 5603 502-0
+49 (0) 5603 502-19
in fo@ su es se. de
www.suesse.de

Zertifizierung Certificate	
Produkt MPG / IVD	
Product MDR / IVD	IVD
RNase-, DNase-, & DNA- Pyrogenfrei / Free	
LOT.- Nr. CE-	Nein no
Zertifizierung ADR /	Ja yes
IATA	CE
	Ja yes

Druckdatum / Print:
Dezember 2019

REF: 01

