





Die mobile OP-Leuchte EMALED 300F oder EMALED 300F+ lässt sich flexibel in unterschiedlichen Behandlungsräumen einsetzen. Durch die Beleuchtungsstärke von 100.000 Lux lässt sich die zu behandelnde Körperregion optimal ausleuchten.

TECHNISCHE DATEN

	EMALED 300F	EMALED 300F+
Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	100.000 lx	bis zu 140.000 lx
Beleuchtungsintensität	10 - 100 %	10 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	150 - 300 mm	150 - 300 mm
Arbeitsabstand	70 - 140 cm	70 - 140 cm
Farbtemperatur	4.500 K	4.500 K
Farbwiedergabeindex	95 Ra	95 Ra
Lebensdauer der LEDs	50.000 Std.	50.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	440 mm	440 mm
Anzahl der LEDs	42	42
Netzspannung	230 V	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	24 VA	24 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	4,0 kg	4,0 kg
Gesamtgewicht	30 kg	30 kg



- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 10-stufige Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- Fokussierbar in 4 Stufen (über das Bedienpanel)
- Optional: Komfort-Bügel