



EASY II

Die EASY, konzipiert für gelegentliche Anwendungen, besteht aus dem Verteilerkopf mit integriertem Defibrillationsschutz, den Elektrodenausgleitungen, der Unterdruck-Patientenleitung, der Vakuumeinheit und dem Einhand-Bedienmodul.

Die Unterdruck-Patientenleitung beginnt am Verteilerkopf und mündet mit dem Schlauchende im Anschlussstutzen an der Rückseite des Vakuumgehäuses.

Der 15polige Stecker führt zum EKG. Das Bedienteil mit 4-stufiger Druckfunktion und LED-Information führt ebenfalls rückseitig in das Vakuumgehäuse.

Das Gerät verfügt über eine automatische Ausblasfunktion, vor und nach jeder Anwendung.

Technische Daten:

- Schutzklasse I; MPG Klasse 1
- Netzspannung 230 V~ 50/60 Hz; 22VA
- Vakuumbereich von 60-200 mbar; Vierstufige Einstellung der Vakuumleistung; Druckbereichs- und Statusanzeige
- Patientenkabel mit integriertem Defibrillationsschutz;
- Silber-Silberchlorid-Elektroden; Napfmaterial Silikon; einzeln, von außen austauschbar