

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MKS steril, Mullschlitzkompressen

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-
beschreibung:
Product Description:

Verbrauchsfertige Mull-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz aus Verbandmull, steril, 17-fädig, nach DIN EN 14079 VM17. Aus 100% Baumwolle.
Ready for use gauze swabs with Y-slit, made of absorbent gauze, sterile, 17-thread, according to DIN EN 14079-VM17, 100% cotton.

Bemerkungen:
Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung, zum Abdecken von Drainagen und Kanülen.
For external wound dressing and for covering drainages and cannulas.

Ausführungen:
Sizes:

MaiMed® – MKS, steril, zu 50x2 Stk., in einer Box / sterile, packed as 50x2 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm 7,5	50 x 2 Stk./ pcs.	25290	4046153005246	8888976	20
12-fach/ 12-ply	cm x 7,5 cm 10	50 x 2 Stk./ pcs.	25300	4046153005260	8888982	12
12-fach/ 12-ply	cm x 10 cm	50 x 2 Stk./ pcs.	25310	4046153005307	8888999	10

Qualitätssicherung:
Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
DIN EN 14079-VM 17
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Sterilisations-
methode:
Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Verwendbarkeit:
Shelf Life:

 5 Jahre / 5 Years

Material:
Material:

100 % Baumwolle / 100 % cotton
Verbandmull 17-fädig (23 g/m²) / Gauze 17-thread (23 g/m²)

Symbole:
Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de