

NADAL® H. pylori Ag Test

Schnelltest zum Nachweis von *Helicobacter pylori*-Antigenen in humanen Stuhlproben

Probenmaterial	Sensitivität	Spezifität	Artikelnummer	Packungsgröße
NADAL® H. pylori Ag Testkassette				
Stuhl	98,28 %	98,98 %	262902N-20	20 Stück pro Packung



Produkt-Features:

- ✓ Einfache Handhabung und höchste Qualität
- ✓ Hohe Sensitivität und Spezifität
- ✓ Schnelle und verlässliche Testergebnisse in nur 10 Minuten

Im Lieferumfang enthalten sind

- 20 NADAL® H. pylori Ag Testkassetten
- 20 Probennahmeröhrchen mit Puffer
- 1 Gebrauchsanweisung

NADAL® H. pylori Ag Test



Helicobacter pylori – War die Therapie erfolgreich?


Helicobacter pylori, auch bekannt als *Campylobacter pylori*, verursacht verschiedene Magenerkrankungen, wie beispielsweise Dyspepsie, Gastritis oder Geschwüre im Magen und Zwölffingerdarm. *H. pylori* wird als Karzinogen (Typ I) eingestuft und kann das Risiko der Bildung von Magenadenokarzinomen erhöhen. Vor allem zur Beurteilung des Therapieerfolges oder auch für Patienten, die sich vor einer Magen Spiegelung scheuen, empfiehlt sich ein Stuhltest.

NADAL® H. pylori Ag Test


Der NADAL® H. pylori Ag Test ist ein chromatographischer Immunoassay im Lateral-Flow Format zum qualitativen Nachweis von *H. pylori*-Antigenen in humanen Stuhlproben. Der Test ist als Hilfsmittel bei der Diagnose von *H. pylori*-Infektionen bestimmt. Der NADAL® H. pylori Ag Test ist nur für die professionelle patientennahe Anwendung und den Laborgebrauch durch Fachpersonal des Gesundheitswesens ausgelegt.

We help you care!

Testdurchführung



Testauswertung



 Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

 Hier bestellen!

