

TruSignal SpO2-Sensoren und –Kabel von GE

Außergewöhnliche Performance in der Oximetrie



TruSignal-Sensoren und -Verbindungskabel sind für den Einsatz bei der nichtinvasiven kontinuierlichen Überwachung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Pulsfrequenz bestimmt. Patientenkomfort und die Erleichterung der ärztlichen Entscheidungsfindung über die medizinische Weiterversorgung stehen dabei im Vordergrund. TruSignal-Sensoren und -Verbindungskabel sind mit SpO2- Technologien von Datex, Ohmeda und GE rückwärtskompatibel.¹

Leistungsmerkmale

- Die hohe Qualität der verarbeiteten Werkstoffe machen Stecker und Kabel abnutzungs- und knickfest
- Kabel und Sensoren sind spritzwassergeschützt und halten so häufigen Reinigungsintervallen stand
- Die Anschlüsse sind klein und einfach in der Bedienung, zudem flexibel und robust
- Alle verwendeten Werkstoffe sind latexfrei

Produktinformation

Wiederverwendbare Sensoren (benötigen ein kompatibles Verbindungskabel)

	Ar tikel-Nr.	Produkt	VE	Länge	Patientengewicht	Patientent yp
	TS-F-D	TruSignal Fingersensor	1	1 m	≥20 kg	Erwachsene, pädiatrische Patienten
	TS-E-D	TruSignal Ohrsensor	1	1 m	≥10 kg	Erwachsene, pädiatrische Patienten
	TS-W-D	TruSignal	1	1 m	≥3 kg	Erwachsene, pädiatrische Patienten
	TS-SE-3	Flex-Sensor	3	1 m	Unbegrenzt	Erwachsene, pädiatrische Patienten, Säuglinge, Neugeborene
	TS-SA-D	TruSignal Sensitive	1	1 m	>30 kg	Erwachsene
	TS-SP-D	Skin-Sensor	1	1 m	15-30 kg	Pädiatrie

Einweg-Sensoren (benötigen ein kompatibles Verbindungskabel)

	Artikel-Nr.	Produkt	VE	Länge	Patientengewicht	Patiententyp
	TS-AF-10	TruSignal AllFit Sensor	10	0,5 m	Unbegrenzt	Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
	TS-AF-25	TruSignal AllFit Sensor	25	0,5 m	Unbegrenzt	Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
	TS-AP-10	TruSignal Erwachsene/ Kinder Sensor	10	0,3 m	≥20 kg	Erwachsene, Kinder
	TS-AP-25	TruSignal Erwachsene/ Kinder Sensor	25	0,3 m	≥20 kg	Erwachsene, Kinder
	TS-AAW-10	TruSignal Klebesensor Erwachsene	10	0,3 m	>20 kg	Erwachsene
	TS-AAW-25	TruSignal Klebesensor Erwachsene	25	0,3 m	>20 kg	Erwachsene
	TS-PAW-10	TruSignal Klebesensor Kinder	10	0,3 m	3-20 kg	Kinder, Kleinkinder
	TS-PAW-25	TruSignal Klebesensor Kinder	25	0,3 m	3-20 kg	Kinder, Kleinkinder

Verbindungskabel

	Artikel-Nr.	Produkt	VE	Länge	Patientengewicht
	TS-G3	TruSignal Verbindungskabel mit GE-Anschluss	1	3 m	Unbegrenzt
	TS-M3	TruSignal Verbindungskabel mit TruSat-Anschluss	1	3 m	Unbegrenzt
	TS-H3	TruSignal Verbindungskabel mit Ohmeda-Anschluss	1	3 m	Unbegrenzt
	TS-N3	TruSignal Verbindungskabel mit Datex-Anschluss	1	3 m	Unbegrenzt

Wiederverwendbare durchgehende Sensoren

GE-Anschluss

	Ar tikel-Nr.	Produkt	VE	Länge	Patientengewicht	Patientent yp
	TS-F2-GE	TruSignal durchgehender Fingersensor	1	2 m	≥20 kg	Erwachsene, Kinder
	TS-F4-GE	TruSignal durchgehender Fingersensor	1	4 m	≥20 kg	Erwachsene, Kinder
	TS-SA4-GE	TruSignal durchgehender Finger tip-Sensor	1	4 m	>30 kg	Erwachsene
	TS-SP3-GE	TruSignal durchgehender Peditip-Sensor	1	3 m	15-30 kg	Kinder
	TS-E2-GE	TruSignal durchgehender Ohrsensor	1	2 m	≥10 kg	Erwachsene, Kinder
	TS-E4-GE	TruSignal durchgehender Ohrsensor	1	4 m	≥10 kg	Erwachsene, Kinder

Ohmeda-Anschluss

	Ar tikel-Nr.	Produkt	VE	Länge	Patientengewicht	Patientent yp
	TS-F1-H	TruSignal durchgehender Fingersensor	1	1 m	≥20 kg	Erwachsene, Kinder
	TS-E4-H	TruSignal durchgehender Ohrsensor	1	4 m	≥10 kg	Erwachsene, Kinder

Datex-Anschluss

	Ar tikel-Nr.	Produkt	VE	Länge	Patientengewicht	Patiententyp
	TS-F4-N	TruSignal durchgehender Fingersensor	1	4 m	≥20 kg	Erwachsene, Kinder
	TS-E4-N	TruSignal durchgehender Ohrsensor	1	4 m	≥10 kg	Erwachsene, Kinder

Zubehör

Ar tikel-Nr.	Produkt	Größe	Patientengewicht	Zu verwenden mit Flex-
OXY-RTW	Breiter Ersatzklebestreifen	--	Unbegrenzt	Sensitive Skin-oder AllFit-Sensor
OXY-RWL	Ersatz für Schaumstoffband Ersatz	Groß	Unbegrenzt	Flex-Sensor
OXY-RWM	für Schaumstoffband Ersatz für	Medium	Unbegrenzt	Sensitive Skin-Sensor
OXY-RWS	Schaumstoffband Ersatz für	Klein --	Unbegrenzt	Sensitive Skin-Sensor
OXY-RTB	Klebestreifen (Teddybären) Ersatz für	-- -- --	Unbegrenzt	AllFit-Sensor
OXY-RT	Klebestreifen (blau)		Unbegrenzt	AllFit-Sensor
OXY-SND	Schaumstoffsandale für Säuglinge		2 bis 7,7 kg	Sensitive Skin-Sensor
OXY-HB	Ersatzkopfband		Unbegrenzt	Ohrsensor

Zertifizierung

TruSignal-Sensoren und Verbindungskabel erfüllen die folgenden Normen: IEC60601-1:2005, IEC 80601-2-61 und ISO9919:2009



Imagination at work

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.
Ausführliches Produktdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie einen
GE-Healthcare-Vertreter für weitere Informationen.
Siehe auch www.gehealthcare.com/promotional-locations.

Änderungen vorbehalten.

© 2018 General Electric Company.

GE, das GE-Monogramm, Imagination at work, TruSat und TruSignal sind Marken der
General Electric Company.

Alle anderen Markenzeichen Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Jegliche Vervielfältigung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von GE ist
untersagt. Die Informationen in diesem Dokument dienen weder der Diagnose noch
Behandlung einer Krankheit. Für diese Zwecke ist ein Arzt zu konsultieren.

JB62269XE 11/18