

SANDEL® ERGO-STEP™-TRITT

BELEGSCHAFTS - UND PATIENTENERGONOMIE

Leichte, stapelbare Tritte

Die Ergo-Step™-Tritte von SANDEL® sind leicht, stapelbar und bieten eine sichere, komfortable Arbeitsplattform. Die Standfläche der Ergo-Step-Tritte ist gepolstert und vermeidet ein schnelles Ermüden der Füße und Beine bei langwierigen Eingriffen.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE:

- Leicht - ca. 3,2 kg.
- Rutschfeste Füße für eine stabile und zuverlässige Platzierung
- Ober- und Unterteilausführung für ein einfaches Stapeln
- Die Tritte können aneinander befestigt werden und bilden nebeneinander angeordnet eine Arbeitsplattform.
- Tragfähigkeit: 227 kg
- Für einen zusätzlichen Komfort passt eine ErgoPlus™-Anti-Müdigkeitsmatte von SANDEL® mit den Maßen 33 x 43 cm perfekt auf die Standfläche der Tritte.
- Der erhältliche Ergo-Step™-Rollwagen erleichtert den Transport von Tritten.
- Hellorange und deutlich erkennbar

HINWEIS: Oberteile (1170-T) dürfen nur auf Unterteile (1170-B) gestapelt werden. Oberteil 1170-B kann im Wechsel als Ober- oder Unterteil gestapelt werden.

