

PATIENTEN- UND KRANKENUNTERLAGEN



BESCHREIBUNG

Patienten- und Krankenunterlagen von Teqler mit weicher Polsterung, Saugkörper aus Zellstoff-Flocken und flüssigkeitsundurchlässiger Folien-Unterseite. Erhältlich in 2 Größen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Saugkraft durch Saugkörper aus Zellstoff-Flocken
- Flüssigkeitsundurchlässige Folien-Unterseite
- Oberseite aus Textil-Vlies
- Weich und hautfreundlich
- Verhindert die Durchnässung des Untergrunds
- Geeignet für Untersuchungsliegen, pädiatrische Untersuchungstische, als Inkontinenzunterlage, etc.
- Wahlweise in 40 x 60 cm oder 60 x 90 cm Größe erhältlich
- Praktische Faltung erleichtert die Lagerung im Schrank
- Einweg-Artikel
- 1 Karton à 100 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T190649, T130666




Kategorie:
Schutzabdeckungen & -bezüge

Maße:
Wahlweise in 40 x 60 cm oder 60 x 90 cm Größe erhältlich

Verpackungseinheiten:
1 Karton à 100 Stück

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

