

Unvergleichliche Pulsoximetrie Leistung und Nutzen



WristOx₂ 3150 mit BLE



WristOx₂ Sensorleitung



WristOx₂ Zubehör

WristOx₂® Modell 3150 mit Bluetooth Low Energy (BLE)

Ein Pulsoximeter am Handgelenk

Das mit der bewährten PureSAT® SpO₂ Technologie von Nonin Medical hergestellte WristOx₂ Modell 3150 mit BLE liefert höchst präzise Messwerte in einer Vielzahl von unterschiedlichen Patientenpopulationen und Umgebungen.

Das WristOx₂ Modell 3150 mit BLE eignet sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche, darunter u. a. für ambulante Messungen, für die drahtlose Fernüberwachung und für nächtliche Schlafmessungen – und dabei bietet es die Vielseitigkeit und die Zuverlässigkeit, die Ärzte von Nonin erwarten.

Das **WristOx₂ 3150 mit BLE** verfügt über mehr Leistung und bessere Berichtsfunktionen und ist somit das derzeit fortschrittlichste Pulsoximeter für das Handgelenk.



Setzen Sie auf Nonin – für bewährte Leistung

 [Filter bestellen!](#)

Erfahren Sie Qualität von Nonin und bessere Bezahlbarkeit

Ein kleines Gerät – ähnlich einer Armbanduhr – mit einem großen Display und einem verbesserten Sensoranschlussdesign

Eine sichere, drahtlose Datenübertragung an die NoninConnect App*, die im Apple Store oder über ein USB-Kabel direkt in nVISION heruntergeladen werden kann

Hervorragend für viele klinische Anwendungen geeignet, wie beispielsweise für den 6-Minuten-Gehtest oder für nächtliche Messungen während des Schlafs

Eine robuste Konstruktion mit zuverlässigem Design – und dazu eine branchenübliche dreijährige Garantie



* Die NoninConnect App ist nicht als Medizinprodukt zugelassen.

Fokus auf das, worauf es am meisten ankommt

Klinische Effizienz



Im Speichervolumenanzeigemodus werden die bei Sauerstoffsättigungsmessungen und nächtlichen Schlafmessungen aufgezeichneten Daten geprüft.



1 080 Stunden Permanentspeicher mit einer Abtastrate von vier Sekunden



Die WristOx₂ Sensoren von Nonin wurden speziell zur Verwendung mit den WristOx₂ Pulsoximetern entwickelt und sind in unterschiedlichen Ausführungen und Größen erhältlich.

Kosteneffektivität



Das WristOx₂ Modell 3150 mit BLE ist das Produkt der ersten Wahl für Anwendungsbereiche, in denen ein kleines, tragbares Oximeter benötigt wird.



Langzeitakku mit einer Kapazität von 44 Stunden



In zwei Ausführungen erhältlich:

Einzelgerät – umfasst einen Sensor und ein Armband

Starterkit – umfasst einen Sensor, drei Armbänder, ein USB-Kabel (zum Herunterladen) und die nVision Datenmanagement-Software

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN • 55441-5443 • USA

Tel.: +1 763 553 9968 +1 800 356 8874
Fax: +1 763 577 5521

E-Mail: info@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg • Niederlande

Tel.: +31 (0)13-79 99 040
Fax: +1 (0)13-79 99 042

E-Mail: infointl@nonin.com

 **NONIN**

nonin.com



Verschreibungspflichtig

CE 0123 

UL 60601-1
300M