



Wirksam und nachhaltig

# Bacillo® Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Flächen-Desinfektionstücher.



100% plastikfreies Vliestuchmaterial



Umfangreich wirksam, inkl. viruzid in 2 Minuten



organic acid complex – patentierte Formuli  
auf Basis organischer Fruchtsäuren  
Sehr gute Materialverträglichkeit



Frei von Alkoholen, QAV, Oxidantien



und von Parfüm- und Farbstoffen



Keine Gefahrstoffkennzeichnung –  
ohne Handschuhe anwendbar\*

\* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen



Produktname	Packungsinhalt	Artikel- nummer	Versand-Einh. Packungen
Bacillo® Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Größe 20 x 17 cm	981 935	6
Bacillo® Zero Tissues XL Verfügbar ab 2024	80 Tücher Flowpack Größe 20 x 30 cm	981 936	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	10

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Wirksamkeiten (hohe Belastung)

### Bakterien / Pilze

Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.

Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
----------------------------------	---------------------	---------

### Viren

Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
------------------	-----------------------	--------

Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
--------------------------	-----------------------	--------

Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
---------	-----------------------	--------

\*\* Modifizierter 4-Felder-Test.

Mehr als  
**98,5 %**  
Inhaltsstoffe  
organischen Ursprungs