



Oxivir® Sporicide

**Stark gegen Erreger.
Sanft zu Mensch, Material und Umwelt.**

Oxivir Sporicide ist ein gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger mit Wirksamkeit gegen *Clostridium difficile* und *Bacillus subtilis*. Mit der patentierten „Accelerated Hydrogene Peroxide (AHP)“-Formulierung kann Oxivir Sporicide zur Desinfektion aller gängigen Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten eingesetzt werden.

Oxivir Sporicide hat eine hervorragende Wirksamkeit gegen *C.diff.* und viele andere Erreger. Die breite Wirksamkeit ermöglicht höchste Patientensicherheit. Oxivir Sporicide ist auch für Hochrisikobereiche, Patientenzimmer und Isolationszimmer geeignet.

Stark gegen Erreger

- Wirksam gegen *C. difficile* in 1 Minute*
- Hervorragende sporizide, mykobakterizide, bakterizide und fungizide Wirksamkeit in weniger als 1 Minute
- Sehr gute Reinigungsleistung

Sanft zu Mensch, Material und Umwelt

- enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen
- verursacht keine Atemwegsreizungen
- enthält kein Parfüm oder Farbstoff
- enthält keine Salizylsäure
- Oxivir Sporicide verursacht keine Materialschäden an gängigen Oberflächenmaterialien und bleicht keine Textilien
- Die aktiven Substanzen zerfallen in Sauerstoff und Wasser

Wirksamkeitsnachweise

Oxivir Sporicide wurde umfangreich getestet nach den neuesten Europäischen Standards und ist nachgewiesenermaßen ein hervorragendes Desinfektionsmittel: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348, EN14347, EN16615. Oxivir Sporicide ist ein zertifiziertes Medizinprodukt Klasse IIa. Zur VAH-Listung angemeldet.

**Bei Anwendung zur abschließenden Desinfektion auf sauberen Oberflächen.*





Oxivir® Sporicide

Technische Daten		Technische Daten Tücher	
Aussehen:	Klare, farblose Flüssigkeit	Größe:	200 x 300 mm
Relative Dichte (20°C):	1,03	Material:	Polypropylen
pH-Wert (Konz.):	0,55	Gewicht:	25 g/qm
Lagerfähigkeit:	2 Jahre	Packungsgröße:	12 x 80 St.
Geruch:	neutral		

Die oben genannten Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produkt	Verkaufseinheit	Produktbeschreibung
Oxivir Sporicide	6 x 750 ml	Anwendungsfertiges Produkt, Sprühflasche mit Schaum-Sprüher
Oxivir Sporicide Wipe	12 x 80 Stück	Vorgetränkte Einmal-Tücher

Sicherheitshinweis

Eine vollständige Anleitung zur sicheren Handhabung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS), sds.diversey.com. Nur in originalverschlossenen Behältern lagern. Vor extremen Temperaturen schützen. Reagiert mit oxidierbaren Substanzen.

Materialverträglichkeit

Unter den empfohlenen Bedingungen ist Oxivir Sporicide mit den meisten gängigen Oberflächenmaterialien kompatibel. Eine detaillierte Materialverträglichkeitsliste liegt auf Anfrage vor. Im Zweifelsfall das Produkt an einer unauffälligen Stelle testen.