

**KOMPAKT
UND MOBIL**
Überall Blutdruck
messen



RS2

Das neue OMRON Handgelenk-Blutdruckmessgerät
Blutdruck messen – Sicher. Präzise. Mobil.

**BEWUSST
LEBEN**

**OHNE
KOMPROMISSE**

Blutdruck messen: kompakt und mobil

Das neue OMRON RS2 macht die Blutdruckmessung ganz besonders einfach: Das kompakte Handgelenk-Blutdruckmessgerät ist besonders leicht zu bedienen und bietet viele nützliche Funktionen. So kann es zum Beispiel mit der Manschettensitzkontrolle Anwendungsfehlern vorbeugen. Falls der Bluthochdruck die empfohlenen Werte überschreitet, leuchtet eine Anzeige auf – so dass man seine Werte immer im Blick hat.

Eigenschaften

- Manschettensitzkontrolle
- 30 Speicherplätze
- Bluthochdruckindikator

Inhalt der Verpackung

- Blutdruckmessgerät
- Aufbewahrungsbox
- 2 AAA Alkali Batterien
- Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Display / Anzeige

LCD Digital Display

Messbereich Manschette:

0 bis 299 mmHg

Blutdruck-Messbereich

SYS: 60 bis 260 mmHg

DIA: 40 bis 215 mmHg

Puls-Messbereich:

40 bis 180 Schläge/Min.

Genauigkeit

Blutdruck: + 3 mmHg

Puls: + 5 % des angezeigten Wertes

Aufpumpen

Automatisches Aufpumpen durch Elektropumpe

Luftablass

Automatisches schnelles Ablassen

Messmethode

Oszillometrische Messung

Energiequelle

2 Alkalibatterien „AAA“ 1,5 V

DC3 V 3.0 W

Batterielebensdauer etwa 300 Messungen
(mit neuen Alkalibatterien)

Bewertung

DC3 V 3.0 W

Stromquelle

2 Alkalibatterien „AAA“ 1,5 V

Batterielebensdauer

Etwa 300 Messungen (mit neuen Alkalibatterien)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: + 10 ° C bis + 40 ° C

Luftfeuchtigkeit: 15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Temperatur /Luftfeuchtigkeit /

Luftdruck bei Aufbewahrung

-20 ° C bis + 60 ° C / 10 bis 90 %
relative Luftfeuchtigkeit

Handgelenkumfang

13,5 bis 21,5 cm

Logistische Informationen

| Produkt-Spezifikationen | | Abmessungen (B x H x T) / Gewicht | | |
|-------------------------|---------------|--|----------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. | HEM-6161-D | Produkt (ohne Batterien, ohne Verpackung) | Verpackungseinheit | |
| EAN Code | 4015672111127 | | Verkaufskartonage | Karton (10Stk.) |
| PZN | 13974956 | 84 x 62 x 21 mm Ca. 85 g | 109 x 94 x 115 mm 320 g | 492 x 236 x 144mm 3,64 kg |
| UVP | 29,95 € | | | |