

PremEco® ID

INSTRUMENTENDESINFEKTION

Flüssiges Konzentrat zur manuellen desinfizierenden
Reinigung von medizinischen Instrumenten im Tauch-
badverfahren



VAH zertifiziert

www.merz.dental

PremEco® ID

INSTRUMENTENDESINFEKTION

Konzentrat zur manuellen desinfizierenden Reinigung von allgemeinen und chirurgischen Instrumenten im Tauchbadverfahren.

- Flüssiges Hochleistungskonzentrat
- Auch für den Einsatz im Ultraschallbad bei Raumtemperatur geeignet
- Angenehmer Geruch
- Sehr gute Materialverträglichkeit (z. B. Edelmärkte, Stähle, Gummi, diamantbelegte Bohrer, diverse Kunststoffe wie PMMA, POM, EDPM).
- Extrem schonend in der Anwendung (aldehyd- und phenolfrei)
- Sehr gute Reinigungsleistung, fixiert keine Eiweiße (Blut)
- Umfassendes Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren (inkl. Tuberkulose)

Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



Wirkungsspektrum

Zusammensetzung

Wirkstoffe: In 100g sind enthalten:
4,4 g Didecylmethylammoniumchlorid, 2,75g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.
Enthält 5-15% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, <5% EDTASalze, Duftstoffe.

Lieferform

- 1.000 ml Dosierflasche
- 5.000 ml Kanister



Unser Angebot für Sie:

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Fachhändler

Stempel

Datum

Unterschrift

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.
Der Auftrag wird zu den aktuell gültigen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen
Ihres Fachhändlers ausgeführt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Merz Dental GmbH

Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485



2023-08