

# GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER

... mit den Medibox® Entsorgungsbehältern



- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Große Öffnung für die Entsorgung medizinischer Instrumente
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Temporär verschließbar mit einer Hand
- Permanent endverschließbar durch Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen auf dem Deckel der Boxen 0,8 L; 2,4 L; 4,7 L; 5,7 L; 6,8 L und 9,1 L, Endverschluss ist hör- und fühlbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
- Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250




Um den Anwenderfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.

# Medibox® Entsorgungsbehälter

## Technische Daten



Produktvarianten	Medibox® 0,8 L	Medibox® 2,4 L	Medibox® 4,7 L	Medibox® 5,7 L	Medibox® 6,8 L	Medibox® 9,1 L
Artikelnummer	9193424	9193600	9193618	9193627	9193639	9193640
PZN	16400687	13847399	13847376	13847382	14410285	13856665
Totales Volumen	0,8 L	2,4 L	4,7 L	5,7 L	6,8 L	9,1 L
Maximales Füllvolumen	0,67 L	2,0 L	3,9 L	4,8 L	5,7 L	7,7 L




Größe	A: Höhe (inkl. Deckel)	18 cm	20 cm	20,5 cm	25,7 cm	50 cm	32,5 cm
	B: Breite (oberer Teil)	9,8 cm	15,1 cm	19 cm	19 cm	16,7 cm	21,5 cm
	B: Tiefe (oberer Teil)	9,8 cm	15,1 cm	19 cm	19 cm	16,7 cm	21,5 cm
	C: Basisabmessungen	ø 7,5 cm	11 x 11 cm	15 x 15 cm	13,9 x 13,9 cm	ø 11 cm	17 x 17 cm
	Wandstärke	1,9 mm	2 mm	1,2 mm	1,2 mm	2 mm	1,9 mm
Inhalt pro Karton		18 Stück	27 Stück	25 Stück	25 Stück	22 Stück	13 Stück
Abmessungen Karton in cm (L/B/H)		39,5 x 29,5 x 16	79 x 39 x 18	79 x 39 x 21,8	79 x 39 x 21,8	79 x 39 x 33,5	79 x 39 x 33,5

Material	Polypropylen	
Farbe Behälter/Deckel	gelb/weiß	
Deckelverschluss	temporär	
	permanent endverschießbar	
Zertifizierungen	zertifiziert nach ADR2015 und 2008/68/EC Kitemark-Zertifizierung gemäß ISO 23907	
Produktklassifizierung	Konsumprodukt Abfallbehältnisse sind gemäß der Europäischen Medizinprodukte-Verordnung 2017/745 nicht als Medizinprodukte klassifiziert	



Für die Entsorgung von

1. Kanülen mit Luer- und Luer-Lock-Ansatz
2. Penkanülen
3. verschiedenen spitzen und scharfen medizinischen Instrumenten



Medibox® 0,8 L – 9,1 L