

Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 / 9250-0
Fax: 06032 / 9250-200
www.ambu.de

ATEMWEGS
MANAGEMENT

496 3200 22 - 05/2009

GETESTET. BEWÄHRT. ZUVERLÄSSIG.

AuraOnce und AuraFlex
Einweg-Larynxmasken




GETESTET

Zahlreiche klinische Studien und wissenschaftliche Veröffentlichungen

Einfache Einführung

Studien sind zu dem Schluss gekommen, dass die Ambu AuraOnce Larynxmasken sehr einfach einzuführen sind. Der Grund dafür ist der 70° Winkel des Tubus, weil er sich der menschlichen Anatomie anpasst. Das einfachere Einführen begründet sich auch damit, dass es keine Notwendigkeit gibt, beim Einführen der Maske den Finger im Mund des Patienten zu platzieren.



Hoher Leckagedruck Ambu Larynxmasken haben gezeigt, dass Sie für Larynxmasken einen hohen Leckagedruck aushalten. Der Leckagedruck ist von größter Wichtigkeit für die Beatmung. Falls der Druck nicht gehalten werden kann, schlägt die Beatmung des Patienten fehl.



Weniger traumatisch

Ambu Larynxmasken sind weniger traumatisch bezüglich Komplikationen hervorgerufen durch prä-, peri- und postoperativer anästhetischer Therapien. Klinische Studien beweisen, dass postoperative Komplikationen bei Patienten sehr selten sind.

**IN BEZUG AUF STUDIEN
SPRECHEN SIE UNS
GERNE AN.**

Unser höchstes Ziel besteht darin, zuverlässige Lösungen für das Atemwegsmanagement anbieten zu können. Dieses Engagement endet jedoch nicht mit der Ermittlung des Anwenderbedarfs und der Entwicklung des optimalen Designs. Eine ebenso hohe Bedeutung kommt dem Nachweis der herausragenden Leistung unserer Produkte zu.

Die Leistung, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit der Ambu Larynxmaske wurde anhand einer beeindruckenden Zahl von klinischen Studien und wissenschaftlichen Veröffentlichungen dokumentiert.

www.ambu.de/aura

ATEMWEGS
MANAGEMENT

BEWÄHRT

Millionen von Anwendungen weltweit



Ambu AuraOnce



Ambu AuraFlex

Seit ihrer Einführung vor etwas mehr als vier Jahren hat die Ambu AuraOnce Larynxmaske innerhalb relativ kurzer Zeit breite Anerkennung gefunden. Im Rahmen medizinischer Verfahren kamen bereits über sechs Millionen Ambu Larynxmasken zum Einsatz und trugen dazu bei, die Versorgung der Patienten zu verbessern und Leben zu retten.

www.ambu.de/aura

Sowohl die anatomisch geformte AuraOnce mit ihrer einzigartigen Krümmung als auch die AuraFlex als flexible Ausführung bieten dem Arzt ein ausgesprochen hohes Leistungsniveau und beste Qualitätsstandards.

ATEMWEGS
MANAGEMENT

ZUVERLÄSSIG

Von tausenden Anästhesisten
weltweit geschätzt und angewendet



Anästhesisten auf der ganzen Welt wissen, welche Bedeutung der
Sicherung und dem Schutz der Atemwege während einer Vollnarkose

zukommt. Die Ambu Larynxmaske stellt immer häufiger die erste Wahl
für das Atemwegsmanagement im Rahmen einer Vollnarkose dar.

EINFACH. SICHER. FLEXIBEL.

AuraFlex



Kompromissen kann man nicht immer aus dem Weg gehen; manchmal muss man sie eingehen. Die AuraFlex ist hierzu bereit und verknüpft die Anforderungen von Anästhesist und Chirurg. Die flexible Tubus lässt sich

aus dem Operationsfeld wegpositionieren bei weiterhin verlässlicher Sicherung des Atemwegs.



EINFACH

Konzentration auf das Wesentliche



Als steriles Einwegprodukt ist die Ambu AuraFlex, genauso wie die AuraOnce, für den sofortigen Gebrauch konzipiert, ohne die Bedenken

hygienische Risiken. Aufwendige Wiederaufbereitungszyklen und Reinigungsprozesse entfallen. Kosten und Zeit werden gespart.

SICHER

Zuverlässigkeit, wenn es darauf ankommt



Durch den integrierten Inflationsschlauch wird das Operationsfeld nicht gestört und das Risiko einer Beschädigung der Leitung erheblich reduziert.

Ferner senkt die verstärkte Cuffspitze die Gefahr des Abknickens bei der Positionierung.



FLEXIBEL

Anpassungsfähigkeit bei Bedarf



Der Tubus kann in jeder Position fixiert werden ohne die Dichtigkeit der Maske zu beeinflussen. Die integrierte Drahtspirale verleiht diesem die nötige Flexibilität ohne die Stabilität zu vernachlässigen. Das Lumen bleibt unbeeinträchtigt.

Die AuraFlex als flexible Larynxmaske deckt Ihren Bedarf in speziellen Fachbereichen wie bspw. bei operativen Anwendungen im Bereich HNO. Sie ergänzt die Produktfamilie der Ambu Larynxmasken ideal.