

A white rectangular box with a green, hand-drawn style border, located at the top center of the page.


RÖNTGENSCHÜRZE ENTSORGEN?



SPRECHEN SIE UNS AN
info@medical-index.de

RICHTIG ENTSORGEN

WOHIN MIT MEINEM ALTEN RÖNTGENSCHUTZ?



RICHTIG ENTSORGT

Röntgenartikel dürfen aufgrund des Bleigehalts in keinem Fall dem Restmüll oder Altsmetallen zugeführt werden.

VON UND ZUM HERSTELLER

Senden Sie Ihre ausgemusterten Röntgenschutz-Artikel kostengünstig dorthin wo sie produziert werden. Wir kümmern uns gemeinsam mit Entsorgern um die stoffliche Verwertung.

WANN ENTSORGEN



Gemäß DIN 6857-2 ist die Funktionsfähigkeit des Strahlenschutzes regelmäßig zu prüfen. Sollte das Strahlenschutzmaterial Defekte, wie z. B. Risse aufweisen, kann dies die effektive Schutzwirkung massiv herabsetzen und gesundheitsschädigend wirken.

Auch Materialermüdung oder aus hygienischen Gründen, kann ein rechtzeitiger Austausch des Artikels ratsam sein.

