

CHISON
Value Beyond Imaging

SonoEye

Ultraschall zu jeder Zeit - an jedem Ort

CHISON
Value Beyond Imaging



CHISON Medical Technologies Co., Ltd.

Sales & Service Contact Address: No.9, Xinhuihuan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China 214028
TEL : 0086-510-85310937 **FAX :** 0086-510-85310726 **EMAIL :** export@chison.com.cn

We reserve the right to make changes to this catalogue without prior notice
Please contact our local dealer for the latest information.

WWW.CHISON.COM



Ein überzeugendes Tool für die Diagnostik

- Maximale Mobilität mit jeder Sonde bei einem Gewicht von 100 gr
- Innerhalb von 3 sek. einsatzbereit!

Maximale Mobilität durch die Nutzung von Tablet oder Smartphone

Sonoeye unterstützt die
flexible Anwendung mit
Tablet oder Smartphone



 Zuverlässig |  mobil |  intelligent |  einfach und schnell zu bedienen

SonoEye

Für eine hochwertige Patientenversorgung an jedem Ort.

Mit einem anpassungsfähigen Design für die Nutzung mit Tablet oder Smartphone zu jeder Zeit an jedem Ort für alle Point-of-Care-Anwendungen.



Wasserdicht

Einfach zu reinigen
und zu desinfizieren

IPX7

Vielfache Anwendungsgebiete


Modernste Technologie für schnelle Diagnostik und Therapie zu jeder Zeit an jedem Ort



Gefäßzugänge



Notfallmedizin



MSK



Anästhesie




Intensivmedizin




POC Ultraschall

SonoEye APP


- Ein Klick, um die Untersuchung zu starten.
- Ein Klick, um die Untersuchung zu beenden.
- Einfacher Workflow – so einfach wie die Bedienung Ihres Smartphones.



Gain



Depth



Focus





SonoEye P1

7.5Mhz, 30mm,
 Gefäße, MSK, Nerven,
 Lunge, Small Parts,
 Notfallmedizin,
 Intensivmedizin



SonoEye P2

7.5Mhz, 40mm,
 Gefäße, MSK, Nerven,
 Lunge, Small Parts,
 Notfallmedizin,
 Intensivmedizin



SonoEye P3


3.0Mhz, Herz, Abdomen,
 Lunge, Notfallmedizin




SonoEye P5

3.5Mhz, Abdomen,
 FAST, Lunge, OB, Gyn,
 Urologie, Notfallmedizin,


FAST, Lunge, OB, Gyn. Urologie, Notfallmedizin




Basilic Vein, B Mode




Cardiac, B Mode




Carotid, PW Mode



IV, B Mode



IVC, B Mode



Ulnar Nerve, B Mode