

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Pad unsteril



Produktdaten: Product Specification:

Beschreibung: Gebrauchsfertige Saugkompressen aus Vliesstoff mit Zellulosekern, unsteril. Sterilisierbar.
Product Description: Ready for use absorbent pads, made of non-woven fabric with cellulose core, non sterile. Sterilizable.

Bemerkungen: Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.
Remarks: For external wound dressing of very secretory wounds.

Ausführungen: MaiMed® – Pad, unsteril, zu 25 Stk., in Polybeutel / non sterile, packed by 25 pcs., in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 10 cm	25 Stk./ pcs.	21300	4046153001620	2070789	63
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21310	4046153001644	2070795	36
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21330	4046153001682	2070803	16
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 40 cm	25 Stk./ pcs.	21340	4046153001705	2070826	8

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG
Quality Management: CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:  5 Jahre / 5 Years
Shelf Life:

Material: Polypropylen-Vliesstoff (Umhüllung) / Polypropylene non-woven fabric (covering)
Material: SMS-Vliesstoff, feuchtigkeitsundurchlässig (Umhüllung) / SMS non-woven fabric, protects against moisture
Zellulosekern (Kern) / Cellulose (Core)

Symbole:      
Symbols:

Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de