

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – stretch

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

unsteriles, hypoallergenes, weißes, elastisches Fixierpflaster aus Polyestervlies. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet einen sicheren Halt und lässt sich sanft wieder ablösen.
Non-sterile, hypoallergenic, white, elastic non-woven fixation fabric made of non-woven polyester. The polyacrylate adhesive secures a good hold and can be removed gently.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren großflächigen, elastischen Verbandfixierung.
For external, large-scale, elastic fixing of bandages.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – stretch, unsteril, in Box / non-sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Fixiervlies/Non-woven fixation fabric	5 cm x 10 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77580	4046153028429	4002705	60
Fixiervlies/Non-woven fixation fabric	10 cm x 10 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77585	4046153028467	4002711	32
Fixiervlies/Non-woven fixation fabric	15 cm x 10 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77590	4046153028481	4002800	20
Fixiervlies/Non-woven fixation fabric	20 cm x 10 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77595	4046153028504	04002817	16
Fixiervlies/Non-woven fixation fabric	30 cm x 20 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77600	4046153028528	4002823	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Vliesstoff (100% Polyester)
Backing material: Non-woven fabric (100 % polyester)
Kleber: Hypoallergener Polyacrylat-Kleber
Adhesive: Hypoallergenic polyacrylate adhesive

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de