

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Maielast® – haft krepp

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

weiße, kohäsive, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Baumwolle, Viskose und Polyamid. Mit kurzem Zug. Haftet durch mikropunktuellen Latexauftrag. Sterilisierbar: -A 121 °C, Ethylenoxid, Gammastrahlung.

White, cohesive, elastic fixation bandage, non-sterile, made of cotton, viscose and polyamide. With short stretch. Adhere due to micro-punctual latex coating. Sterilisable: -A 121 °C, ethylene oxide, gamma rays.

Bemerkungen:

Remarks:

Besonders anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden. Für Fixierverbände aller Art.

Especially user friendly, as no bandage clips are needed. For all types of fixation bandages.

Ausführungen:

Sizes:

Maielast® – haft krepp, unsteril, einzeln in einer Box/non-sterile, single packed in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
kurzer Zug/short stretch	4 cm x 4 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61156	4046153109869	00549950	72
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 4 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61157	4046153109883	0549967	72
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 4 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61158	4046153109906	02597723	72
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 4 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61292	4046153016846	00549996	36
kurzer Zug/short stretch	12 cm x 4 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61159	4046153109920	0550002	36
kurzer Zug/short stretch	4 cm x 20 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61162	4046153016501	0120106	22
kurzer Zug/short stretch	6 cm x 20 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61172	4046153016549	8889272	16
kurzer Zug/short stretch	8 cm x 20 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61182	4046153016600	8889289	12
kurzer Zug/short stretch	10 cm x 20 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61192	4046153016648	8889295	10
kurzer Zug/short stretch	12 cm x 20 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	61160	4046153109548	8889303	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

36 % Baumwolle, 36 % Viskose, 28 % Polyamid; Dehnbarkeit ca. 100 %, gedehnte Länge ca. 4 m bzw. 20 m.

36 % cotton, 36 % viscose, 28 % polyamide; stretchability approx. 100 %, stretched length approx. 4 m / 20 m.

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de