



Artikelnummer 1999915563



**ABENA Washable Underpads, 90x85cm,
hellblau, Baumwolle/Polyester/Rayon/
TPU, mit Klappen**



STANDARD
100

Produktbeschreibung

ABENA Waschbare Unterlagen werden als Schutzunterlagen für Betten und Matratzen verwendet. Sie besteht aus waschbarem Material und ist bei Inkontinenz für einen zusätzlichen, aber diskreten Schutz geeignet. Das Produkt verfügt über eine flüssigkeitsundurchlässige, aber atmungsaktive Sperrschicht. Die Oberfläche ist weich und angenehm und bietet dem Benutzer optimalen Komfort. Das Produkt hat abgerundete Ecken, um den Verschleiß beim Waschen zu reduzieren. ABENA Waschbare Unterlagen sind in einer Version mit seitlichen Einsteckflügeln erhältlich, die sich besonders für Personen eignet, die sich häufig im Bett bewegen oder drehen, da die Einsteckflügel die Bewegung der Unterlage verhindern. Sie ist auch in einer Version mit Griffen erhältlich, wodurch der Benutzer leicht im Bett umgelagert werden kann.



Produktspezifikationen

Marke	ABENA
Produktserie	Washable Underpads
Unterfarbe	Hellblau
Eigenschaften	Mit Klappen
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Mehrweg
Material	Baumwolle, Polyester, Rayon, TPU
Länge/Tiefe	90 cm
Breite	85 cm
Saugstärke Rothwell	2500 ml
Zertifizierungen	CE, MD, OEKO-TEX
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken lagern, bei Raumtemperatur und nicht im Sonnenlicht.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Wiederverwerten oder verbrennen.

Anwendungshinweis

*Waschbare, saugfähige Unterlage *Hervorragender Benutzerkomfort *Weiche, glatte Oberfläche *OEKO-TEX-zertifiziert *Atmungsaktives und auslaufsicheres Material *Sicherheit und Schutz rund um die Uhr *Weiches, glattes Material *Hält mindestens 100 Waschzyklen stand

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	30 stck	48 cm	31.5 cm	63.5 cm	5713571007143
stck	1 stck				5713571007136



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



OEKO-TEX, auch bekannt als „Textiles Vertrauen“, ist ein weltweit verwendetes Gesundheits- und Umweltlabel. Das Zertifikat stellt sicher, dass Textilien keine gesundheits- oder umweltschädlichen Substanzen enthalten.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.

