



Varenummer 1999915545

**Underlag, ABENA Tissue Underpads,
8-lags, 90x60cm, lyseblå**

Produktbeskrivelse

Tissue Underpads anvendes som beskyttende engangsunderlag til for eksempel senge og stole. Det er velegnet til ikke-sterile procedurer, som sårpleje og ved blodprøver, men det kan også anvendes til inkontinente brugere. Underlaget har forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage, og overfladen er dækket af et blødt nonwoven materiale, som sikrer brugeren høj komfort. Brugen af engangsunderlag mindsker risikoen for kontaminering. Abri-Cell findes i forskellige størrelser og med forskellig antal lag papir.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Tissue Underpads
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven, PE, tissue
Længde/dybde	90 cm
Bredde	60 cm
Vægt, netto	80 g
Tolerance	+/- 2 cm
Antal lag	8-lags
Absorptionsevne	800 ml
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 pk	49 cm	22.5 cm	42 cm	5713571007006
pk	25 stk	42 cm	19 cm	11 cm	5713571006993



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

