



Artikelnummer 254123



Unterlage, ABENA Abri-Soft Superdry, 90x60cm, Hellblau, Flaum/Vliesstoff/PE/SAP

- ✓ Absorptionsfähige Flocken und SAP-Kern
- ✓ Weiche und glatte Vliesoberfläche
- ✓ Diamantprägung für schnelle Absorption
- ✓ Flüssigkeitssichere Rückseite und versiegelte Ränder für zusätzlichen Schutz



Produktbeschreibung

ABENA Abri-Soft Superdry ist eine schützende Einwegunterlage für z.B. Betten und Stühle und hilft dem Benutzer, sich in jeder Situation sicher und bequem zu fühlen. Die Unterlage ist hauptsächlich für unsterile Verfahren wie die Behandlung von Wunden oder die Entnahme von Blutproben bestimmt. Die Unterlage eignet sich aber auch hervorragend als Schutzunterlage bei Inkontinenzproblemen. Die Unterlage hat versiegelte Ränder, die einen optimalen Auslaufschutz gewährleisten, und ist mit einer Rautenprägung versehen, die für eine schnelle Absorption sorgt. Das Odor System minimiert unangenehme Gerüche. Die Oberfläche ist mit einem weichen Vliesstoff überzogen, der für den Benutzer einen hohen Komfort bietet. Die Unterlage schafft nicht nur ein Gefühl der Ruhe und Sicherheit für den Benutzer beim Sitzen oder Liegen, sondern trägt auch dazu bei, das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Hygiene zu verbessern. ABENA Abri-Soft Superdry bietet leichte bis mittlere Absorptionsgrade in vielen Größen, so dass Sie mit Sicherheit die richtige Lösung für Ihren Bedarf finden werden. Auch mit Klappen oder Klebeband erhältlich. Beide Lösungen sind ideal für aktive oder unruhige Benutzer, da sie auf dem Bettlaken oder der Stuhloberfläche fixiert bleiben.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Unterlage
Marke	ABENA
Produktserie	Abri-Soft Superdry
Unterfarbe	Hellblau
Besonderheiten	Unsteril
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Einmaliger Gebrauch
Material	PE, Flaum, Vliesstoff, SAP
Länge/Tiefe	90 cm
Breite	60 cm
Gewicht, netto	60 g
Toleranz	+/- 5 cm
Saugstärke Rothwell	1500 ml
Zertifizierungen	CE, Nordischer Schwan, FSC Mix.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	93/42/EEC
PZN Packung	4972881
PZN Karton	4972898

Aufgrund der Produktzusammensetzung gilt ein auf Basis des Produktionsdatums bestimmtes Verfallsdatum:	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Verdacht auf Kontamination muss das Produkt als klinischer Abfall entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Die Unterlage muss mit der blauen Seite nach unten auf das Bett oder den Stuhl gelegt werden. Achten Sie darauf, dass die Unterlage vor dem Gebrauch vollständig geglättet wird.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	4 pckg	60 cm	40 cm	32 cm	5703538924033
pckg	30 stck	20 cm	28 cm	28 cm	5703538924019



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Labels wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Wenn Sie sich für FSC®-zertifizierte Produkte entscheiden, leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Wäldern sowie der Menschen und Tiere, die dort beheimatet sind. „FSC® Mix“ bedeutet, dass das Produkt aus einer Mischung aus FSC-zertifiziertem Holz und recycelten Materialien besteht. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Das Symbol „Dermatologisch getestet“ garantiert, dass Produkte von einem unabhängigen Drittlabor auf mögliche Hautreizungen getestet wurden.



ABENA's incontinence products are designed and engineered to ensure minimal odor arises from the product. Odor control is a critical factor in ensuring discreteness for the user.



Rohmaterial, welches das 10-fache seines Eigengewichts aufnimmt und Flüssigkeit hervorragend verteilt.



Rohmaterial, Polyacrylat, welches das 33-fache seines Eigengewichts aufnimmt.



Spezielles Merkmal von Inkontinenzprodukten und Babywindeln, welches die Flüssigkeit verteilt und die Haut trocken hält.



Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

