



Artikelnummer 1999905382



ABENA Light, Ultra Mini 0, Premium

- ✓
- ✓ Top-Dry-Technologie für eine trockene Oberfläche
- ✓ Weiches geprägtes Top-Sheet, das optimalen Komfort und Sicherheit bietet
- ✓ 100 % Atmungsaktivität tragen zu einem gesunden Hautgleichgewicht bei
- ✓ Anatomisch geformt, um eine bessere Passform zu gewährleisten



Produktbeschreibung

ABENA Light ist unser Premium-Sortiment von anatomischen Inkontinenzeinlagen für leichte bis mittlere Inkontinenz mit Fixierstreifen. Der leistungsstarke Saugkern mit der Top-Dry-Technologie minimiert Hautirritationen indem auch die sensiblen Bereiche angenehm und trocken bleiben. Das Geruchskontrollsystem minimiert unangenehme Gerüche. Die dermatologisch getesteten Produkte sind mit dem Umweltzeichen Nordischer Schwan ausgezeichnet und werden aus PEFC-zertifizierten Materialien hergestellt.



Produktspezifikationen

Marke	ABENA
Produktserie	Light
Größe	Ultra Mini 0
Farbe	Weiß
Material	ECF fluff, BTBS, Nonwoven, PP, resin
Länge/Tiefe	19 cm
Breite	7.5 cm
Gewicht, netto	4.6 g
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	80 ml
Geschlecht	Weiblich
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE. Nordischer Schwan. MD. UKCA. PEFC.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Anatomisch geformte Inkontinenzeinlage für aktive Benutzer mit leichter bis mittlerer Inkontinenz, die die Freiheit haben wollen, ein soziales Leben zu führen, ohne Angst vor Einschränkungen durch Auslaufen und Geruchsbelästigung. Einfache Fixierung in normaler und eng anliegender Unterwäsche mit Hilfe des Fixierstreifens. Erkennung der Produktgröße durch Farbcodes, Namen und Nummerierungssysteme auf Fixierstreifen und Packung.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	288 stck	32 cm	23.5 cm	19.5 cm	5703538459016
pckg	24 stck	19 cm	7.5 cm	7.8 cm	5703538458873
stck	1 stck				



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification) ist eine gemeinnützige Organisation, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung fördert. PEFC™ ist die Organisation der Waldbesitzer. Sie soll Herstellern und Verbrauchern bei der Auswahl von nachhaltigem Holz helfen.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.



Die einzigartige Top-Dry-Funktion sorgt für eine schnelle Absorption, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Das Produkt ist latexfrei.



Tropfensystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 - 9 Tropfen.

