



Artikelnummer 1999905433

ABENA®

Produkt für den Mann, ABENA Man, Slipguard, Weiß, Premium

- ✓ 100 % Atmungsaktivität für gesunde Haut und optimalen Komfort
- ✓ Gestaltet für die männliche Anatomie
- ✓ Auslaufbarrieren für zusätzlichen Schutz
- ✓ Geruchskontrolle



Produktbeschreibung

ABENA Man Slipguard ist unsere Premium Inkontinenz-Einlage, das speziell für männliche Benutzer entwickelt wurde, um diskreten Schutz bei milderer Inkontinenz zu bieten. Die atmungsaktive, rechteckige Einlage unterstützt die Hautintegrität und bietet eine hervorragende Passform, die perfekt an die männliche Anatomie angepasst ist. Die Produkte sind mit Auslaufsperrern für zusätzlichen Schutz ausgestattet, und das Geruchskontrollsystem minimiert unangenehme Gerüche.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Produkt für den Mann
Marke	ABENA
Produktserie	Man
Größe	Slipguard
Farbe	Weiß
Material	ECF fluff, PE, BTBS, Elastan, Nonwoven, PP, resin, SAP
Länge/Tiefe	40 cm
Breite	9 cm
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	900 ml
Geschlecht	Männlich
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE. MD. UKCA.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	10218935
PZN Karton	10218941
Sicherheitshinweise und Warnungen	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Aufgrund der Produktzusammensetzung gilt ein auf Basis des Produktionsdatums bestimmtes Verfallsdatum:	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Rechteckige Inkontinenzeinlage für mäßige Inkontinenz, das speziell für männliche Benutzer entwickelt wurde. Einfache und sichere Fixierung in normaler, eng anliegender Unterwäsche mittels Fixierstreifen. Erkennung der Produktgröße durch Farbcodes und Namen auf der Packung.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	100 stck	36.3 cm	18.5 cm	44 cm	5703538461323
pckg	20 stck	36 cm	25 cm	9 cm	5703538461347
stck	1 stck				



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Wirksame, sichtbare und unsichtbare Auslaufbarrieren und latexfreie Bündchen sorgen für einen guten Sitz, wodurch sich die Gefahr von Auslaufen verringert.



Das Produkt ist latexfrei.



Tropfensystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 bis 9 Tropfen.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.

