



Artikelnummer 1999915559

ABENA

**Unterlage, ABENA Washable Underpads, 90x85cm, Hellblau, Polyester/Rayon/TPU**

- ✓ Waschbare, saugfähige Unterlage
- ✓ Hervorragender Benutzerkomfort
- ✓ OEKO-TEX-zertifiziert
- ✓ Atmungsaktives und auslaufsicheres Material
- ✓ Sicherheit und Schutz rund um die Uhr
- ✓ Weiches, glattes Material

MD

CE

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100

Produktbeschreibung

ABENA Waschbare Unterlagen werden hauptsächlich als Schutzunterlagen für Betten und Matratzen verwendet und bieten dem Benutzer in jeder Situation Sicherheit und Schutz. Die Unterlagen bestehen aus einem waschbaren Material, das bei Temperaturen von bis zu 90 °C gewaschen werden kann. Dies macht das Tuch zu einer praktischen und diskreten Lösung für Benutzer, die einen zusätzlichen Schutz bei Inkontinenzproblemen wünschen. Die Unterlagen verfügen über eine flüssigkeitsundurchlässige Sperrschicht, die ein Auslaufen verhindert. Das Material ist außerdem atmungsaktiv und die Oberfläche ist weich und glatt, was einen optimalen Benutzerkomfort gewährleistet. Die Unterlagen haben abgerundete Ecken, damit sie bei regelmäßiger Wäsche weniger verschleiß. ABENA Waschbar ist in zwei speziellen Versionen erhältlich: mit Flügeln oder Griffen. Unsere Unterlage mit Flügeln sind besonders für aktive und unruhige Nutzer geeignet, da die Flügel an den Seiten dafür sorgen, dass die Einlage an Ort und Stelle bleibt. Alternativ ist die andere Ausführung mit Griffen an den Seiten sehr praktisch in Situationen, in denen eine Umlagerung erforderlich ist, da die Griffe das Drehen oder Bewegen des Benutzers im Bett erleichtern.



Produktspezifikationen

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung                                                                                     | Unterlage                                                                                                                                                                       |
| Marke                                                                                                  | ABENA                                                                                                                                                                           |
| Produktserie                                                                                           | Washable Underpads                                                                                                                                                              |
| Unterfarbe                                                                                             | Hellblau                                                                                                                                                                        |
| Einmalige oder mehrfache Verwendung                                                                    | Mehrfachnutzung                                                                                                                                                                 |
| Material                                                                                               | Polyester, Rayon, TPU                                                                                                                                                           |
| Länge/Tiefe                                                                                            | 90 cm                                                                                                                                                                           |
| Breite                                                                                                 | 85 cm                                                                                                                                                                           |
| Saugstärke Rothwell                                                                                    | 2500 ml                                                                                                                                                                         |
| Zertifizierungen                                                                                       | CE, OEKO-TEX, MD.                                                                                                                                                               |
| CE-Klasse                                                                                              | Klasse I                                                                                                                                                                        |
| Produkt- oder Prüfnormen                                                                               | ISO 11948-1                                                                                                                                                                     |
| Richtlinien, Verordnungen und Gesetze                                                                  | MDR (EU) 2017/745                                                                                                                                                               |
| Aufgrund der Produktzusammensetzung gilt ein auf Basis des Produktionsdatums bestimmtes Verfallsdatum: | 5 Jahre                                                                                                                                                                         |
| Anweisungen zur Aufbewahrung                                                                           | Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.                                                                                                         |
| Anweisungen zum Entsorgen von Produkten                                                                | Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Verdacht auf Kontamination muss das Produkt als klinischer Abfall entsorgt werden. |
| Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen                                                             | Kann recycelt oder verbrannt werden.                                                                                                                                            |

1999915559



Anwendungshinweis

Achten Sie darauf, dass die Unterlage mit der blauen Seite nach unten auf die Matratze gelegt wird. Stellen Sie sicher, dass die Unterlage vollständig geglättet ist. Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch zu waschen. Kann bis zu 100 Mal gewaschen werden.

Verpackungsinformationen

| Einheit | Inhalt  | Länge   | Breite  | Höhe    | EAN           |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| kart    | 30 stck | 48.7 cm | 32.4 cm | 54.6 cm | 5713571007068 |



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



OEKO-TEX, auch bekannt als „Textiles Vertrauen“, ist ein weltweit verwendetes Gesundheits- und Umweltlabel. Das Zertifikat stellt sicher, dass Textilien keine gesundheits- oder umweltschädlichen Substanzen enthalten.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.

