

Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske



Produkteigenschaften

- Transparentes Material zur visuellen Kontrolle
- Acht farbkodierte Größen zur einfachen Unterscheidung
- Weicher, anatomisch geformter Cuff für eine komfortable Passform
- Größe o für Frühgeborene in runder Form
- Die Masken sind Phthalat-, PVC- & Naturkautschuklatex -frei

Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske

Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmasken sind für den Einsatz mit Beatmungsbeuteln und -geräten vorgesehen. Der transparente Maskendom dient der visuellen Kontrolle von Blutungen, Erbrochenem und Spontanatmung.

Die Masken verfügen über einen weichen Cuff und bieten durch ihre Form eine komfortable Passform bei Erwachsenen und Kindern.

Die Größe o, entwickelt für Frühgeborene, zeichnet sich durch ein anschmiegsames Material und eine runde Form aus.

Die Masken sind Phthalat-, PVC- & Naturkautschuklatex -frei.

Spezifikationen

Artikel-Nr.	Artikel	VE
○ 306 0000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 0 Frühgeborene	20
● 306 1000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 1 Neugeborene	20
● 306 2000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 2 Kleinkinder	20
● 306 3000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 3 Kinder	50
● 306 4000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 4 Erwachsene (klein)	50
● 306 5000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 5 Erwachsene (mittel)	50
● 306 6000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 6 Erwachsene (groß)	50
● 306 7000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 7 Erwachsene (sehr groß)	20



Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske, Gr.: 5



Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske, Gr.: 3, 4, 5, 6

Materialien

Produkt	Material
Cuff	TPE
Maskendom	Polypropylen
Frühgeborenengröße 0	Silikon

Größen

Typ	Gewicht
0 Frühgeborene	8,5 g
1 Neugeborene	7,1 g
2 Kleinkinder	8,9 g
3 Kinder	15,1 g
4 Erwachsene, klein	18,5 g
5 Erwachsene, mittel	21,6 g
6 Erwachsene, groß	25,0 g
7 Erwachsene, sehr groß	27,8 g



Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske, Größe 0 für Frühgeborene



Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmasken, Größen 0-7

Vertrieben von:
Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Tel. +49 60 32/92 50-0
 Fax +49 60 32/92 50-200
 www.ambu.de

Produziert von:
Ningbo Shengyurul Medical Appliances Co., Ltd.
 No.138 Binhaisi Rd.
 Hangzhou Bay New Zone
 315336 Ningbo City
 Zhejiang Province, China