

Ambu® WhiteSensor CMM



Die wichtigsten Vorteile

- Hoch leitfähiges Festgel
- Gute Haftfähigkeit
- Angenehmer Gewebeträger

Ambu® WhiteSensor CMM

Die Ambu WhiteSensor CMM bietet ein sehr leitfähiges Festgel und eine starke Haftfähigkeit. Diese Eigenschaften sichern eine gute Signalqualität während dem Langzeitmonitoring.

Aufgrund des soften Gewebematerials garantiert die Elektrode eine einfache Anwendung und einen hohen Tragekomfort während dem Einsatz.



Festgel



Gewebeträger

WhiteSensor

Spezifikationen

Abmessungen	
Elektrodengröße (Ø in mm)	50
Volle Größe (in mm²)	1.960
Klebefläche (in mm²)	1.860
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm²)	78
Gel- bzw. Messfläche (in mm²)	200
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	150 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	0,5 mV
Restspannung nach Defibrillation 5 sek. - typisch	15 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	<10 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Stunden)	<10 mV

Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Latexfreie Elektrode	Ja
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MRT	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	30 Tage
Ungeöffneter Beutel	36 Monate*

*ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Sensor	Silber/Silberchlorid
Äußerer Träger	Faservlies
Äußerer Kleber	Acryl
Oberfläche	Polyvinylchlorid-Folie (PVC)
Anschluss	Rostfreier Stahl
Folienträger	Silikonisierte PET-Folie
Verpackung	
Beutel, innere Schicht	Polyethylen (PE)
Beutel, mittlere Schicht	Aluminium (Al)
Beutel, äußere Schicht	Papier
Schachtel	Pappe

Standardpackung	
Anzahl Trägerfolie	1
Anzahl Beutel	30
Anzahl Schachtel	1.500/6.000
Mindestabnahme	1.500
Anschlussmöglichkeiten	
Anschlüsse	S
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	30
	Menge Innen-/Außenverpackung
CMM-00-S	1.500/6.000

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 Tel. +45 7225 2000
 Fax +45 7225 2053
 www.ambu.com

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Tel. 06032 9250-0
 Fax 06032 9250-200
 www.ambu.de

■ Produktbezeichnung
 ■ Kabellänge (in cm)
 ■ Anschluss/Stecker

CE US: Rx only