

# Arm-/Beinauflage m. Antirutschfüßen

## Schraub-Höhenverstellung

S2102037

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Material Polster	Stahl verchromt	PU-
	Art der Höhenverstellung	Schaum	
	Maximale Länge/Höhe	Schraubhöhenverstellung	
	Minimale Länge/Höhe	880 mm 680 mm 300 mm	
	Auflagenpolster	x 100 mm Ø635 mm	
	Fußgröße	Ohne Rollen, mit Antirutschfüßen	
	Rollentyp	15	
Gesamtzuladung (kg)			

### VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,16 m
Höhe Box1	0,22 m
Länge Box1	0,73 m
Gewicht Box1	3,5 kg



# Arm-/Beinauflage m. Antirutschfüßen



## Anwendung

optimale  
Hygieneigenschaften  
(Wischdesinfektion)

sehr einfache und schnelle  
Montage durch Stecksystem  
mit nur 1 Schraube



## Technik

mit gummierten Antirutsch-  
Füßen



## Sicherheit

gewährleistet Stabilität  
während der Untersuchung