

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Askina Skin Freeze

enthält < 5% n-Propan/ Isobutan und > 95% Dimethylether, AGW (n-Propan, Isobutan, Dimethylether) jeweils 1000 ppm, farbloses Aerosol mit etherartigem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Extrem entzündbares Aerosol.
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Einatmen hoher Konzentrationen kann narkotische Effekte verursachen. Brennbar. Dämpfe schwerer als Luft. Dämpfe können wie Flüssigkeiten am Boden, Arbeitsfläche fließen. In dampf-/gasförmigen Zustand mit Luft explosionsfähig. Luft, Licht und Wärme begünstigen Peroxidbildung. Gefahr der Entzündung an heißen Oberflächen. Schnelles Verdampfen der Flüssigkeit kann Erfrierungen bewirken.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Lagerung: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. An gut belüftetem Ort.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:
112

Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
Produkt nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in den Boden die zuständigen Behörden benachrichtigen. Feuer oder starke Hitze kann Zerplatzen der Verpackung verursachen.
Geeignete Löschmittel Wassersprühstrahl.



ERSTE HILFE



Arzt:
112

Nach Kleidungskontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidsplatt ausspülen (mindestens 10 Minuten).
Nach Einatmen: Frischluft. Wenn erforderlich, Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.06.2015

Nr.: 00056-0234

Datum:

Unterschrift: