



LADY DISCREET UNDERWEAR

Weiche und diskrete Einmalhosen, die sich wie Unterwäsche anfühlen. Sie können einfach an- und wieder ausgezogen werden. Bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche geeignet. Speziell für Frauen. Erhältlich in Schwarz.




Erhältliche Saugstärken:

LEICHT			MITTEL				STARK			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Niedrigerer Hüftbund
- unauffällig zu tragen.



Rundum **elastischer Bund** für einen anschmiegsamen Sitz.



Weiche Nähte ohne Klebstoff - dank Ultraschalltechnologie.

Weiche Auslaufbarrieren verhindern das Austreten von Flüssigkeit.

Zweifach-Saugkern mit Aufnahmeschicht to help bietet extra Saugfähigkeit und Auslaufschutz - in weiß ohne Farbstoffe.



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen Gerüchen



Aktivzone
Erhöhte Saugfähigkeit im Schrittbereich



Atmungsaktive Materialien
für rundum angenehmen Tragekomfort

 Attends LADY DISCREET UNDERWEAR		Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr.
Saugstärke	Größe						
3 	M	80-110	10 6 x 10	212561 212745	18244582 18336522	538	15.25.31.1041
	L	100-140	10 6 x 10	212578 212752	18244599 18336516	591	15.25.31.2043

Zweischicht-Saugkern

besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht.

Rückseite

besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht.

Hautnahe Innenseite

besteht aus Vlies.

Latexfrei



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Climate neutral
Site
ClimatePartner.com/15885-2109-1001

Unser Werk in Schweden ist als klimaneutrale Produktionsstätte zertifiziert.



Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.



STANDARD
100
SE 21-260
RISE
www.oeko-tex.com

Unsere Lady Discreet Underwear sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und somit streng schadstoffgeprüft.



Die Verpackung enthält mind. 30% recycelten Kunststoff.



Attends Healthcare AB
Järnväggsgatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden