



PULL-ONS DISCREET

Attends Pull-Ons Discreet Einmalhosen haben eine besonders diskrete Form. Die aufsaugenden Einmalhosen können ganz einfach an- und wieder ausgezogen werden und sind bei leichter bis mittlerer Harninkontinenz geeignet.




Erhältliche Saugstärke:



Ein **rundum elastischer Bund** für einen anschmiegsamen Sitz.

Der **Zweifach-Saugkern mit Aufnahmeschicht** bietet extra Saugfähigkeit in der Mitte des Produkts - das verhindert Auslaufen und hält die Haut trocken.



Ultraschallverbindungs-technologie mit weichen Nähten ohne Klebstoff.

Weiche weiße Auslaufbarrieren verhindern das Austreten von Flüssigkeit.

Der **Nässeindikator** zeigt (durch Verschwimmen) an, wann das Produkt gewechselt werden sollte.



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Odour Protection schützt vor unangenehmen Gerüchen



Aktivzone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich



100% atmungsaktiv für rundum angenehmen Tragekomfort

 Attends PULL-ONS		Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr.
Saugstärke	Größe						
3 	M	80-110	10 6 x 10	212585 212769	18244607 18336551	535	15.25.31.1039
	L	100-140	10 6 x 10	212592 212776	18244613 18336568	554	15.25.31.1040

Zweischicht-Saugkern

besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht

Rückseite

besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht

Hautnahe Innenseite

besteht aus Vlies

Latexfrei



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde



Unser Werk in Schweden ist als klimaneutrale Produktionsstätte zertifiziert.



Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.



Viele unserer Attends-Produkte sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und somit streng schadstoffgeprüft.



Verpackung enthält mind. 30% recycelten Kunststoff.



Attends Healthcare AB
Järnväggsgatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden