




SOFT

Attends Soft sind ein Sortiment von saugfähigen und diskreten Einlagen - speziell für empfindliche Haut. Sie sind geeignet bei sehr leichter bis starker Harninkontinenz.



Erhältliche Saugstärken:



Der **anatomisch geformte Saugkern** bietet eine angenehme, körpernahe Passform.

Die **weichen Seitenbündchen** sorgen für einen natürlich anschmiegsamen Sitz und erhöhte Auslaufsicherheit. (Soft 2 - 7)

Ein **Klebestreifen** sorgt für Halt in der eigenen, enganliegenden Unterwäsche - für mehr Diskretion.

Extra weiche Vliesoberfläche - natürlich unbedruckt.

Der **Zweifach-Saugkern mit Aufnahmeschicht** bietet extra Saugfähigkeit in der Mitte des Produkts - gegen Auslaufen und für mehr Trockenheit.

Die **weiße Rückseite ist 100% atmungsaktiv**, und sorgt so für mehr Tragekomfort.



Quick-Dry
für schnelle
Flüssigkeitsaufnahme
und Trockenheit



Aktivzone
extra Saugfähigkeit im
Schrittbereich (Soft 2 - 7)



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen



Extra weiche Oberseite
für ein sanftes
Hautgefühl



100% Atmungsaktiv
für rundum angenehmen
Tragekomfort



Hautverträglichkeit
bestätigt vom proderm
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung

 Attends SOFT		Produktlänge in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr.
Saugstärke	Produkt						
0 ●●●●● ●●●●●	Ultra Mini	20.5	28 8 x 28	205068 205075	07178758 07178793	<50	-
1 ●●●●● ●●●●●	Mini	21.5	20 12 x 20	204542 205327	07179692 06139319	154	-
	Mini Long	27.5	16 12 x 16	204566 204863	00196457 07177670	126	-
2 ●●●●● ●●●●●	Normal	26.5	12 8 x 12	207239 207246	10142942 10142959	175	15.25.30.5114
	Normal*	26.5	30 4 x 30	208236 212684	12379111 18153945	175	15.25.30.5114
3 ●●●●● ●●●●●	Extra	32.5	10 8 x 10	207253 207260	10142965 10142971	266	15.25.30.5084
	Extra*	32.5	30 3 x 30	208250 212691	12379134 18153951	266	15.25.30.5085
	Extra Plus	36.5	10 12 x 10	204665 205112	07180873 03719306	328	15.25.30.5019
	Extra Plus*	36.5	30 3 x 30	212707 212714	18052693 18153968	328	15.25.30.5019
4 ●●●●● ●●●●●	Maxi*	38.5	10 12 x 10	212660 212677	18082381 18082398	413	15.25.30.5018
	Super	38.5	46 3 x 46	204740 207673	07181157 10306378	413	15.25.30.5018
5 ●●●●● ●●●●●		47.5	38 4 x 38	204764 204771	07181789 07181795	462	15.25.30.0001
6 ●●●●● ●●●●●		47.5	38 4 x 38	204788 204795	07181803 07182642	564	15.25.30.0002
7 ●●●●● ●●●●●		47.5	34 4 x 34	204801 204818	07182659 07182688	665	15.25.30.1002

Zweischicht-Saugkern
besteht aus
superabsorbierenden
Polymeren (SAP) und
Flockenzellstoff plus
Aufnahmeschicht.

Rückseite
besteht aus Polypropylen-Vlies
und einer weiteren
atmungsaktiven
Polypropylen-Schicht.

Hautnahe **Innenseite**
besteht aus Vlies.

Latexfrei

*erhältlich ab Februar 2023

Mehr Informationen auf www.attends.de